


取扱上のご注意（その1）

ご使用前に

●本品の適用範囲は、下記の表の通りとなっています。装着するサイズを確認の上ご使用ください。サイズはウエスト回を基準とし、図の位置を計測して選択してください。

※2つのサイズにまたがる場合には、大きいサイズをお選びください。

サイズ	適用範囲 ウエスト回
LL～3L	85～115cm
M～L	65～95cm



ご使用中に

●長期の使用により本体およびパッドカバー等の各部品が破損する場合があります。破損した場合は使用を中止してください。そのまま使用すると確実な保持性が得られないだけでなく、装着者本人や他の人を傷つける可能性があります。

●使用中ズレ、ゆるみが発生したら正しく装着し直してください。ズレ、ゆるみがあると確実な保持性が得られません。

取扱上のご注意（その2）

洗濯方法

●洗濯の際は、固定パッドのファスナーを開いて中からパッドを取り出し、ファスナーを閉めた状態にしてください。

●30℃以下の水で中性洗剤を使用し、手洗いしてください。

●漂白剤、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは避けてください。

●洗濯後は陰干してください。
(本体が完全に乾いてからパッドを正しい方向に入れてください。)

廃棄方法

●本品は布製品です。通常可燃物として廃棄してください。ただし固定パッドは不燃物ですので、取り出して可燃物扱いとして廃棄してください。
(地域により異なる場合もありますので、詳しくは各自治体へご確認ください。)

アルケア株式会社 〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京第一営業所 TEL.03-5638-8161	札幌営業所 TEL.011-261-1721	大阪営業所 TEL.06-6337-2985
東京第二営業所 TEL.03-5638-8162	仙台営業所 TEL.022-715-2733	神戸営業所 TEL.06-6337-2985
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614	名古屋営業所 TEL.052-222-3860	広島営業所 TEL.082-233-8777
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511	北陸営業所 TEL.076-243-5602	福岡営業所 TEL.092-441-8372

INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819 ■アルケア医工学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター
0604

ÄLCARE

取扱説明書

- ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
- 常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

SHOULDER BRACE-ER ショルダーストレース・ER

軽度外旋位肩関節保持具
SHOULDER IMMOBILIZER IN EXTERNAL ROTATION

はじめに……

《ショルダーストレース・ER》は、肩関節軽度外旋用に開発された肩関節保持具です。固定パッドおよび胴ベルトにより肩関節の軽度外旋保持を高めます。安全にお使いいただくため、用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。尚、商品についてご不明な点は下記までご連絡ください。

●アルケア株式会社 商品相談室
フリーダイヤル0120-770175

使用上のご注意

*【使用上のご注意】では、その危険度に応じて次の区分をしております。


警告 人身事故につながる恐れのある注意事項

- 本品の使用に際しては、必ず取扱説明書の使用手順および医師の指示に従ってください。
- 本品は単回使用製品です。1名に使用した本品は、再使用しないでください。
- 本品は化繊を使用しておりますので、本品の使用によりかぶれなど何らかの異常が生じた場合には、使用を中止してください。
- 長期間の使用や使用状況によっては破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- 胴ベルト、前腕袋肘部の面ファスナー、肩ベルトで体を過度に圧迫しないようにしてください。強く締めすぎると血行障害やしびれなどを生じる場合があります。
- 使用中ズレやゆるみが生じた場合は、正しく装着し直してください。
- 装着部に傷、腫れ、湿疹などがある場合には使用しないでください。
- 本品には右用、左用がありますので、必ず対応する側にご使用ください。
- 夜間就寝時および入浴時の使用は、医師の指示に従って装着してください。

注意 物損事故につながる恐れのある注意事項

- 使用後は、風通しのよい場所に保管してください。
- 面ファスナーを着衣に引っかかないようご注意ください。
- 保管に際しては、車の中など高温になる場所には置かないでください。

各部の名称




製品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の製品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

使用手順

初めて装着する際は、事前に保持具の仮あわせを行います。


- 患側肩に肩ベルトを掛け、患側前腕を固定パッドの側面に合わせます。
- 胸ベルトを胸に回してコカンに通します。ウエスト囲に合うように胸ベルトを引っ張り、コカンから約5cm出たあたりをハサミでカットします。
- 胸ベルト面ファスナーを端から約5cm重ねて胸ベルトにとめます。
- 肩ベルトを体に合った角度に調整します。肩ベルト面ファスナーは背骨周辺部に位置するようにとめ直します。

●胸ベルトの切り過ぎにご注意ください。




保持具を装着します。


- 患側肩に肩ベルトを掛け、肩パッドが鎖骨周辺部に当たるように調整します。
- 前腕袋を開いて前腕を入れ、肘を90°に曲げた状態にします。前腕袋の面ファスナーを固定パッドにとめます。




- 固定パッドの端を体の中央に合わせ、胸ベルトを胸に回してコカンに通します。
- 固定パッドが体に固定されるように胸ベルトを引っ張り、折り返して胸ベルト面ファスナーでとめます。



- 固定パッドの端が体の中央に位置し、肩関節が軽く外旋していることを確認します。
- バックルから出た肩ベルトを上引っ張りながら、肩ベルトを体に合うように調整します。



装着完了



●前腕袋、胸ベルト、肩ベルトの締め付けすぎにご注意ください。

夜間就寝時の使用方法

夜間就寝時の負担を軽減するために、肘を伸展した状態で装着することができます。

■使用する上での注意点

- 夜間就寝時の肘伸展については、必ず医師の指導のもとに行ってください。正しい位置に装着されていないと、装着者に悪影響を与えることがあります。
- 肘伸展を行う場合、各ベルトをやや緩め、締め付けすぎに十分ご注意ください。

■使用手順

- ① 通常の使用手順で装着します。
- ② 固定パッドのファスナーを下まで開き、中から肘伸展ベルトを出します。
- ③ 肩関節を軽く外旋したまま肘を伸ばし、肘伸展ベルトを固定パッドにとめます。

