

カテーテル固定専用キット 『フィックスキット・PV』『フィックスキット・Epi』新発売

必要な材料のワンパッケージ化で固定手技の標準化に貢献します。

医療・福祉・健康分野器具を開発・製造・販売するアルケア株式会社(本社:東京都墨田区・代表取締役社長:鈴木訓夫)は、末梢点滴刺入部固定に適した専用テープ「フィックスキット・PV」、硬膜外麻酔カテーテル固定に適した専用テープ「フィックスキット・Epi」を、9月21日に新発売いたします。

■ 医療現場の固定手技の標準化に貢献します

近年、医療現場においては、質の高い医療の提供に向け、安全かつ効果と効率に優れた標準的な医療、手技の標準化が推進されています。

フィックスキットシリーズは、カテーテルごとの固定手技を考えて設計された材料を、ワンパッケージにした固定専用品として開発いたしました。この度発売する末梢点滴刺入部固定に適した専用テープ「フィックスキット・PV」、硬膜外麻酔カテーテル固定に適した専用テープ「フィックスキット・Epi」は、2009年に先行して発売している中心静脈カテーテル固定に適した専用テープ「フィックスキット・CV」と共に、医療現場の固定手技の標準化に貢献いたします。

■ フィックスキットシリーズの主な特長(共通)

フィックスキットシリーズは、刺入部を固定する専用のフィルムドレッシングとカテーテルライン部を固定する粘着テープを1つの滅菌バッグ内にキット化し、「優れた衛生性」、「スキントラブルの低減」、「効果的な固定」をワンパッケージにした固定専用テープです。

1. カテーテル固定に必要とされる材料が1つの滅菌バッグ内に入っています。
2. 粘着面に直接触れない設計で、グローブを装着したままで衛生的に操作できます。
3. カテーテルごとに、それぞれの固定手技を考慮した設計になっています。



必要な材料が
滅菌バッグ内に。
(フィックスキット・CV)

■ フィックスキット・PVの特長

フィルム上に支持体がないため、留置針や接続部にフィルムを密着させやすくしています。また、末梢点滴刺入部の固定では、パッド付フィルムドレッシングに設けられたスリットとサイドのくびれにより、カテーテルを包み込み、皮膚への圧迫を軽減します。



■ フィックスキット・Epiの特長

硬膜外麻酔カテーテルの固定に際し、補助テープが刺入部付近のカテーテルの動きを抑えます。パッド付フィルムドレッシングとの組み合わせで、剥離時の予期せぬ抜去リスクを低減します。また、長さの違う付属テープにより、ハサミを使わず様々な体格や穿刺位置に対応できます。



■ フィックスキット・CVの特長

刺入部固定用のパッド付フィルムドレッシングに抗菌繊維のパッドを採用しており、中心静脈カテーテルなどの固定に際して、より衛生的な環境を維持します。また、ベーステープには、シリコン系粘着剤のマイルドピールを採用し、剥離刺激を軽減しています。



■ フィックスキットシリーズの仕様

◎ 共通仕様

製品分類：一般医療機器(クラスⅠ)
 主目的：カテーテル被覆・保護材
 滅菌：EOG 滅菌済み
 販売店：全国の医療機器取扱商社
 発売開始日：2012年9月21日



(フィックスキット・PV)

1. フィックスキット・PV

製品名：フィックスキット・PV(呼称：ふいつくすきつとぴーふい)

サイズ・メーカー希望小売価格							
種類	商品No	規格			1箱 入数	1枚単価 (本体価格)	希望小売価格 (本体価格)
		パッド付 フィルムドレッシング	付属テープ M (幅×長さ)	付属テープ S (幅×長さ)			
-	18891	70mm×85mm	50mm ×100mm	12.5mm ×100mm	30 セット	¥210 (¥200)	¥6,300 (¥6,000)

2. フィックスキット・Epi

製品名：フィックスキット・Epi(呼称：ふいつくすきつとえび)

サイズ・メーカー希望小売価格								
種類	商品No	規格				1箱 入数	1枚単価 (本体価格)	希望小売価格 (本体価格)
		パッド付 フィルム ドレッシング	付属テープ L (幅×長さ)	付属テープ M (幅×長さ)	補助テープ (幅×長さ)			
-	18901	100mmφ	50mm ×250mm	50mm ×150mm	20mm ×30mm	10 セット	¥315 (¥300)	¥3,150 (¥3,000)

3. フィックスキット・CV

製品名：フィックスキット・CV(呼称：ふいつくすきつとしーふい)

サイズ・メーカー希望小売価格								
種類	商品No	規格				1箱 入数	1枚単価 (本体価格)	希望小売価格 (本体価格)
		パッド付 フィルム ドレッシング	ベーステープ (幅×長さ)	付属テープ (幅×長さ)	補助テープ (幅×長さ)			
S	19041	75mmφ	60mm ×40mm	60mm ×37mm	50mm ×30mm	30 セット	¥368 (¥350)	¥11,025 (¥10,500)
M	19042	100mmφ	90mm ×50mm	90mm ×47mm	60mm ×40mm	30 セット	¥420 (¥400)	¥12,600 (¥12,000)

【報道関係者の皆様のお問い合わせ先】

※このリリースの内容について、ご質問ご要望等がございましたら、遠慮なく下記担当までご連絡ください。

アルケア株式会社 広報窓口 株式会社アネティ 担当：真壁、岡崎

TEL:03-5475-3488 FAX:03-5475-3499