

創傷用シリコーンゲルドレッシング「エスアイエイド」

少量パッケージ「エスアイエイド 3 枚入り」新発売！


— 病院も、在宅も、同じ創傷管理を。 —

医療・福祉・健康分野の材料、機器を開発・製造・販売するアルケア株式会社(本社:東京都墨田区、代表取締役社長:鈴木輝重)は、創傷用シリコーンゲルドレッシング「エスアイエイド」の少量パッケージ「エスアイエイド 3 枚入り」を 11 月 9 日より発売します。

■ 病院も、在宅も、同じ創傷管理を。

創傷は、長期間の管理が必要となる場合も少なくありません。しかしながら、近年、医療機関では入院期間が短縮され、創傷管理中に退院する患者も多くみられます。このように、医療機関で行っていた創傷管理を在宅現場においても継続して行う必要性が高まってまいりました。「エスアイエイド」は、2010 年に日本初^{※1}の創傷用シリコーンゲルドレッシング^{※2,3}製品として発売し、以来多くの医療機関の創傷管理の現場で使用され、使いやすさと経済性に優れていると好評を得てきました。2010 年の発売以来、「エスアイエイド」が医療機関に普及するにつれて、エスアイエイドの在宅現場でのニーズが高まり、少量パッケージタイプの要望も多く頂いておりました。従来医療機関内での使用を想定し、一箱 30~50 枚入りで販売していましたが、ご要望にお応えし少量パッケージとして「1 箱 3 枚入り」の発売となりました。

- ※ 1 日本初:2010 年 5 月当時 当社調べによります。
- ※ 2 シリコーンゲル:柔軟性、安全性に優れていることが特徴です。
- ※ 3 ドレッシング:医療現場では、傷を保護するために被覆する医療用創傷被覆材料を総じて「ドレッシング」と呼んでいます。



エスアイエイド

■ 「エスアイエイド 3 枚入り」概要

商品名: エスアイエイド
 種類: 5号(3枚入り)/7号(3枚入り)
 医療機器分類: 一般医療機器(クラス I) / EOG 滅菌済み・単回使用
 医療機器届出番号: 13B1X00207000052
 主目的: 綿状創傷被覆・保護材 / 副目的: 熱傷被覆・保護材
 発売開始日: 2017 年 11 月 9 日
 販売店: 医療機器取扱商社
 種類・サイズ・小売希望価格:



種類	規格(縦×横)	1箱入数	1枚単価(税抜き)	小売希望価格(税抜き)
5号(3枚入り)	100mm×100mm	3枚	¥360	¥1,080
7号(3枚入り)	100mm×200mm	3枚	¥660	¥1,980

■ 「エスアイエイド」の特徴

エスアイエイドはしなやかに密着し、創傷の安静を保つシリコーンゲルメッシュ^{※4}ドレッシングです。貼付から交換時までトータルに創傷へのダメージとストレスを軽減します。創傷管理で問題となっていた患部への固着(くっつき)や、交換時のダメージなどの様々な問題を回避するため、「エスアイエイド」は様々な技術と工夫を盛り込んでいます。

1. シリコーンゲルメッシュ※4と吸収層の一体構造

「エスアイエイド」の構造は、皮膚に密着するシリコーンゲルメッシュと吸収層の一体構造となっています。メッシュ状に無数の孔が開いたシリコーンゲルが、皮膚に密着。この孔から滲出液や血液が通過し、吸収層でしっかり吸収します。

2. 貼付中はずれにくい


シリコーンゲルメッシュが皮膚に面で密着するため、体位変換時にもドレッシング材と創面のずれが生じにくく、創部のこすれやドレッシング材のよれによる、皮膚へのダメージを軽減します。

3. 交換時は剥離ダメージを軽減

柔らかいシリコーンゲルメッシュが皮膚から離れる際の剥離力を分散し、剥離時の痛みや、交換時のストレスを軽減します。

4. フリーカット性・操作性

様々な部位の創傷に合わせてカットして使用できます。切り込みを入れることで、部位にあわせた形状にすることが可能です。シリコーンゲルメッシュが皮膚に密着するために、ドレッシング材を押さえずにテープでの固定や包帯で巻く作業が行えます。



創傷面に合わせたカット例: 踵(左)、指先(右)



垂直や逆さな部位への貼付例

※4 シリコーンゲルメッシュ: 被覆された有孔加工物。患部に密着しながら、滲出液や血液を通します。

■ アルケアについて URL: <http://www.alcare.co.jp>

アルケアは高齢社会におけるエッセンシャルパートナーとなることを目指し、ウインドケア、オストミー&コンチネンスケア、ロコモティブケア、ナーシングケア、ヘルスケアの5つの視点でケア現場に貢献する事業を展開しています。ウインドケア領域においては、外科手術によって形成される術後創傷や外傷を代表とする急性創傷、褥瘡や下腿潰瘍を代表とする慢性創傷など、多種多様な創傷における予防・治療に必要とされる製品・サービスを提供しています。

社名: アルケア株式会社

創業: 1955年7月

代表者: 代表取締役社長 鈴木輝重

売上高: 142億円(2017年7月現在)

従業員数: 530名(2017年7月現在)

URL: <http://www.alcare.co.jp>

本社所在地: 東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 19階(〒130-0013)

事業内容: 医療機器・医療用消耗材料の研究開発、製造、販売業

事業所: 本社(東京都)、医工学研究所(東京都)、工場(千葉県)、物流センター(東京都)

営業所(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県)

関連会社: 株式会社ザイタック(東京都)

お客様お問合せ先: 0120-770-863(コールセンター)