

アルケア、入院患者への安全かつ効率的なケアをサポートする製品を新発売！

- 弾性ストッキング「アンシルク・プロ」キープケア」
- 末梢留置カテーテル固定専用キット「フィックスキット・PV クッション付き」

医療・福祉・健康分野の材料、機器を開発・製造・販売するアルケア株式会社(本社:東京都墨田区、代表取締役社長:鈴木輝重)は、入院中患者への適切な装着に着目した弾性ストッキング「アンシルク・プロ」キープケア」と、末梢留置カテーテルによる皮膚刺激に着目した「フィックスキット・PV クッション付き」をご用意しました。弾性ストッキング、サージカルテープを50年以上開発・販売しているアルケアが、医療従事者のご意見をもとに開発した、より安全かつ効率的な2商品です。

1. 高い視認性で適切な装着がわかる弾性ストッキング「アンシルク・プロ」キープケア」

■ 入院中の弾性ストッキングの役割

入院中の患者は、治療に必要とされる期間ベッド上で安静にすることが求められます。手術中や手術後など長い間寝たきりの状態のときは、血液の流れがゆっくりになるので、血流を促進するために弾性ストッキングを装着することがあります。弾性ストッキングは、太ももからふくらはぎ、つま先にかけて徐々に圧力を高めることで心臓への血流の還流を促すものです。

■ 弾性ストッキングに求められるもの

入院中の患者に弾性ストッキングを装着する場合、適切な部位に適切な圧力をかけられるよう装着することが必要です。しかし、「正しく履けたか確認しづらいことがある」「患者の動きで弾性ストッキングがズレることがある」という課題が医療従事者へのヒアリングによって判明しました。

そこでアルケアは、弾性ストッキングの適切な装着に着目した新製品「アンシルク・プロ」キープケア」を2月14日より発売しました。



■ 履かせやすく、適切な装着をサポートする弾性ストッキング

➢ 正しく履けているか確認しやすい

- ・適切な装着位置を目視して確認できるように、ふくらはぎ、膝、かかと、つま先の各ポジションに目印となるマーカを導入
- ・ストッキングの側面にある「ねじれ確認ライン」でストッキングのズレやねじれを確認しやすい

➢ 「日本人の体型に基づいたサイズ設計」と、シワやズレを抑えて体の動きに合わせる生地の採用

- ・日本人体型データの分析・研究によって、日本人の足の各部位を的確に圧迫するサイズ設計
- ・脚にフィットしシワやズレが起りにくい伸縮性の高い糸を使った生地構造

■「アンシルク・プロ」キープケア」概要

商 品 名：アンシルク・プロ J キープケア/Ansilk-Pro J Keepcare

サ イ ズ：5 サイズ(LL、L、M、S、SS、ハイソックス/ストッキングそれぞれ)



ハイソックス(左)、ストッキング(右)

医療機器分類：一般医療機器(クラス I)

医療機器届出番号：13B1X00207000070

主 目 的：弾性ストッキング

発売開始日：2018年2月14日

販 売 店：医療機器取扱商社

種類・サイズ・小売希望価格：

種類	サイズ別 表示カラー	小売希望価格(税抜き)	
		ハイソックス	ストッキング
LL	グリーン	¥2,000/1 足	¥2,600/1 足
L	ブルー		
M	ピンク	¥20,000/10 足入り	¥26,000/10 足入り
S	イエロー		
SS	オレンジ		

カラー：地は白、ポジションマーカ―はサイズ毎に色分け

2. 除圧・密着で末梢留置カテーテル固定時の皮膚トラブルを低減する固定キット「フィックスキット・PV クッション付き」

■ 患者の皮膚を守るため

点滴や輸液治療を施す患者は年間で約 9,000 万人※1 と推定されており、点滴時や輸液治療時には針やカテーテルが抜けないようにしっかりと固定することが求められます。

この時、カテーテルの突起部分が患者の皮膚に局所的に接触することで、皮膚トラブルを発生させることがあります。「カテーテルが直接皮膚に接触しないようなクッション材が欲しい」という医療現場の声に応え、カテーテルによる圧迫を除圧するためのクッション材を加えた「フィックスキット・PV クッション付き」を 3 月 1 日より発売いたします。



※1 矢野経済研究所 2015 年版汎用品市場の将来展望 延長チューブ市場推移より推定

■ キットだから提案できる安心感と使いやすさ

➤ 皮膚への圧迫を分散するためのクッション材を採用

- ・刺入部の角度を保てる適度な厚み
- ・剥がす際の刺激が少ないシリコーンゲル粘着剤を使用



➤ 医療従事者の使いやすさに徹した設計

- ・処置者がグローブを装着したままでも操作がしやすいようなデザインと設計
- ・カテーテル処置に必要な材料がワンパッケージにまとめられており、準備忘れを防ぎます

■ 「フィックスキット・PV クッション付き」概要

商品名: フィックスキット・PV/ Fix Kit-PV

種類: クッション付き

仕様(種類・サイズ): パット付フィルムドレッシング、粘着機能付クッション材、付属テープ



医療機器分類: 一般医療機器(クラス I)

医療機器届出番号: 13B1X00207000056

主 目 的: カテーテル被覆・保護材

発売開始日: 2018年3月1日

販 売 店: 医療機器取扱商社

1 函入数・小売希望価格

製品名	1 函入数	小売希望価格 (税抜き)
フィックスキット・PV クッション付き	30 セット	¥9,000

■ アルケアについて URL: <http://www.alcare.co.jp>

アルケアは高齢社会におけるエッセンシャルパートナーとなることを目指し、ウインドケア、オストミー&コンチネンスケア、ロコモティブケア、ナーシングケア、ヘルスケアの5つの視点でケア現場に貢献する事業を展開しています。ナーシングケア領域においては、看護師のゆとりと安心のために看護業務を効率化し、医療安全に貢献することを掲げ、商品やサービスを通じての看護業務の『標準化』や『省力化』、それらを厳守していくための教育支援を行っております。

社 名: アルケア株式会社

創 業: 1955年7月

代 表 者: 代表取締役社長 鈴木輝重

売 上 高: 142億円(2017年7月現在)

従 業 員 数: 530名(2017年7月現在)

U R L: <http://www.alcare.co.jp>

本社所在地: 東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラル 19 階(〒130-0013)

事 業 内 容: 医療機器・医療用消耗材料の研究開発、製造、販売業

事 業 所: 本社(東京都)、医工学研究所(東京都)、工場(千葉県)、物流センター(東京都)

営業所(北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県)

関 連 会 社: 株式会社ザイタック(東京都)

お客様お問合せ先: 0120-770-863(コールセンター)