

造口用具的选择

为了愉快的日常生活，要按照造口的种类、皮肤的状态、生活习惯等选择最适合于自己的造口装具。



图例 ● 结肠造口术者可用 ● 回肠造口术者可用 ● 尿管造口术者可用 ⊕ 凸面型 ⊙ 附除臭过虑片

造口的种类	结肠造口术				回肠造口术		输尿管结肠术	
	YOU CARE系列	PRO CARE系列	POSPACK系列	LAPACK系列	YOU CARE系列	PRO CARE系列	YOU CARE系列	PRO CARE系列
造口的种类	<p>残余部分 排便为水便~泥状 (升结肠造口) 残余部分 排便为泥状~软便 (横结肠造口) 残余部分 排便为软状~固型 (降结肠造口)</p>				<p>排便为水样便 (回肠造口)</p>		<p>使用回肠的造口 (回肠造管) 使用尿管的造口 (尿管皮肤瘻)</p>	
用具名	YOU CARE系列	PRO CARE系列	POSPACK系列	LAPACK系列	YOU CARE系列	PRO CARE系列	YOU CARE系列	PRO CARE系列
一件式用具	<p>D 开口便袋 造口有效径: 19mm~60mm</p> <p>Dc 开口便袋 造口有效径: 18mm~49mm</p> <p>C 封口便袋 造口有效径: 19mm~60mm</p> <p>Cc 封口便袋 造口有效径: 18mm~49mm</p>	<p>预开型D 开口便袋 造口有效径: 14mm~39mm</p> <p>预开型Dc 开口便袋 造口有效径: 18mm~39mm</p> <p>预开型C 封口便袋 造口有效径: 14mm~49mm</p> <p>预开型Cc 封口便袋 造口有效径: 20mm~50mm</p>	<p>K 开口型 造口有效径: 70mm/110mm</p> <p>K 开口型 造口有效径: 70mm/110mm</p> <p>B 开口型 造口有效径: < 60mm</p> <p>密封 开口型 造口有效径: 19mm~60mm</p> <p>背袋 开口型 造口有效径: < 50mm</p>	<p>Super G 开口型 造口有效径: < 40mm < 50mm < 75mm</p> <p>Super C 开口型 造口有效径: 30mm~50mm 30mm~75mm</p> <p>Super F 开口型 造口有效径: < 50mm < 75mm</p>	<p>预开型U 开口型 造口有效径: 9mm~34mm</p> <p>预开型Uc 开口型 造口有效径: 13mm~27mm</p> <p>预开型Uc 开口型 造口有效径: 13mm~27mm</p> <p>预开型Uc 开口型 造口有效径: 13mm~27mm</p> <p>预开型Uc 开口型 造口有效径: 13mm~27mm</p>			
二件式用具	<p>底板</p> <p>F 造口有效径: 10mm~45mm</p> <p>Fo 造口有效径: 18mm~39mm</p> <p>F 造口有效径: < 30mm < 40mm < 50mm < 70mm</p> <p>FA 造口有效径: < 30mm < 40mm < 50mm</p> <p>造口袋</p> <p>D 开口型</p> <p>Df 开口型</p> <p>Cf 封口型</p>	<p>底板</p> <p>F 造口有效径: < 30mm < 40mm < 50mm < 70mm</p> <p>FA 造口有效径: < 30mm < 40mm < 50mm</p> <p>造口袋</p> <p>Fo 造口有效径: 18mm~39mm</p> <p>D 开口型</p> <p>C 封口型</p>			<p>底板</p> <p>Fu 造口有效径: 10mm~45mm</p> <p>Fuc 造口有效径: 10mm~31mm</p> <p>造口袋</p> <p>U</p>	<p>底板</p> <p>FA Uro 造口有效径: < 30mm < 40mm < 50mm</p> <p>Fo Uro 造口有效径: 13mm~27mm</p> <p>造口袋</p> <p>U</p>		
其它造口	<p>皮肤保护剂</p> <p>皮肤保护膏 皮肤保护加强贴膏 皮肤保护粉</p>		<p>附件</p> <p>条状膜片 环状膜片 迷你便袋 剥离剂</p>		<p>灌洗器</p> <p>固定带 灌洗器</p>			

*以上造口用具的用途为一般性使用。



Quality is made in Japan.

日本可信赖的品牌 **ALCARE**

