


ソフトナース® Softnurse



ソフトナース® Softnurse

| 種類 | 商品コードNo. | 規格 厚さ×縦×横 | 1 函入数 |
|---------------|----------|--------------------|-------|
| ピンク | 20921 | 3cm × 191cm × 83cm | 1枚 |
| グレーピンク | 20922 | 4cm × 191cm × 83cm | 1枚 |
| イエローピンク | 20923 | 6cm × 191cm × 83cm | 1枚 |
| オベ台 全身用 | 20924 | 6cm × 190cm × 50cm | 1枚 |
| オベ台 半身用 | 20925 | 6cm × 95cm × 50cm | 1枚 |
| モデラートクッション | 20926 | 6cm × 40cm × 40cm | 1枚 |
| モデラートクッションカバー | 20927 | — | 1枚 |

※ソフトナースは、ラックヘルスケア株式会社の登録商標です。

手術中の体圧分散に適した
信頼と実績の
体圧分散ウレタンフォーム

体圧分散ウレタンフォーム
Pressure Redistribution Urethane Foam



《ソフトナース®》 体圧分散に適したウレタンフォーム

信頼と実績を継承。
手術を受ける患者さんの皮膚環境を守りたい。

特徴 1 体圧分散性

低反発ウレタンフォームが身体にフィットし、局所的圧迫を軽減します。

※3種の厚みと構造から選択可能です。



特徴 2 操作性

患者さんの状態に合わせて、自由にカット、折り曲げや組み合わせができるので、幅広い用途や手術体位に対応できます。



ソフトナース®
Softnurse
体圧分散ウレタンフォーム
Pressure Redistribution Urethane Foam

ピンク(左)/イエローピンク(中央)
グレーピンク(右)

特徴 3 メンテナンス性


業務用・自宅用の洗濯機でも洗浄可能です。
温水は95℃まで使用でき※1、乾燥機・オートクレーブ滅菌(105℃)も可能※2です。

※1 モデラートクッションカバーを除く

※2 オペ台カバー、モデラートクッションカバーを除く

特徴 4 通気性

特殊な分子構造のウレタンフォームが蒸れにくい環境を実現します。



みなさまと共に「手術室の皮膚トラブル」と向き合います

体圧分散

ずれ・摩擦

皮膚トラブル

スキンケア