

ユー케어[®]・Uc

Youcare-Uc

ワンピースオストミーシステム

1-Piece Ostomy System

特長

- 面板には、しなやかで耐久性のあるウロ用に開発された薄型皮膚保護剤を使用しています。
- 面板の密着性を高めたい場合は、ユー케어胴ベルトが使用できます。

凸型
面板ダブル
ロック
口具

● 2~3日交換

▶ 非課税

● フレカット

● 逆流防止弁



| 種類 | 商品コードNo. | 規 格 | | | 1函入数 | メーカー希望 小売価格 |
|----|----------|-------|---------|-------------|------|----------------|
| | | 穴の大きさ | ストーマ有効径 | 袋サイズ(縦×横) | | |
| 13 | 16401 | 13mmφ | 9~12mm | 260mm×150mm | 10枚 | ¥7,850 |
| 16 | 16402 | 16mmφ | 12~15mm | 260mm×150mm | 10枚 | ¥7,850 |
| 19 | 16403 | 19mmφ | 15~18mm | 260mm×150mm | 10枚 | ¥7,850 |
| 22 | 16404 | 22mmφ | 18~21mm | 260mm×150mm | 10枚 | ¥7,850 |
| 25 | 16405 | 25mmφ | 21~24mm | 260mm×150mm | 10枚 | ¥7,850 |
| 28 | 16406 | 28mmφ | 24~27mm | 260mm×150mm | 10枚 | ¥7,850 |
| 32 | 16407 | 32mmφ | 27~31mm | 260mm×150mm | 10枚 | ¥7,850 |

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。