

ユーケア[®]2・Fu

Youcare 2-Fu

ツーピースオストミーシステム

2-Piece Ostomy System

特長

- 全面に皮膚保護剤を使用している
ので、テープでかぶれやすい方にも安心です。
- 面板外周が薄く、体によくフィット
し装着時の違和感を軽減します。


**フラット
面板**

● 4~7日交換

▶ 非課税

● プレカット

● フリーカット



種類	商品コードNo.	規 格				1函 入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	面板サイズ	適応ストーマ袋		
M13	16641	13mmφ	7~34mm(フリーカット)	97mm×105mm	M	5枚	¥3,700
M16	16642	16mmφ	12~15mm	97mm×105mm	M	5枚	¥3,700
M19	16643	19mmφ	15~18mm	97mm×105mm	M	5枚	¥3,700
M22	16644	22mmφ	18~21mm	97mm×105mm	M	5枚	¥3,700
M25	16645	25mmφ	21~24mm	97mm×105mm	M	5枚	¥3,700
M28	16646	28mmφ	24~27mm	97mm×105mm	M	5枚	¥3,700
L32	16647	32mmφ	27~44mm(フリーカット)	108mm×117mm	L	5枚	¥3,700

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。