

ユーケア[®]2・Fuc

Youcare 2-Fuc

ツーピースオストミーシステム

2-Piece Ostomy System

特長


- 面板周囲のテープが、入浴時の皮膚保護剤周囲の溶けを防ぎます。

凸型
面板

● 4～7日交換

▶ 非課税

● プレカット



種類	商品コードNo.	規格				1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	面板サイズ	適応ストーマ袋		
M13	16651	13mmφ	9～12mm	110mmφ	M	5枚	¥4,850
M16	16652	16mmφ	12～15mm	110mmφ	M	5枚	¥4,850
M19	16653	19mmφ	15～18mm	110mmφ	M	5枚	¥4,850
M22	16654	22mmφ	18～21mm	110mmφ	M	5枚	¥4,850
M25	16655	25mmφ	21～24mm	110mmφ	M	5枚	¥4,850
M28	16656	28mmφ	24～27mm	110mmφ	M	5枚	¥4,850
L32	16657	32mmφ	27～31mm	120mmφ	L	5枚	¥4,850

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

- 本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。