

# マルチフィックス®・パッド

## Multi Fix-Pad

### 透湿・防水性パッド付フィルムドレッシング

#### Semipermeable Film Dressing With Absorbent Pad

#### 特長

- 柔軟性に優れた支持フィルムにより、シワになりにくい貼付が可能で、水分や外部からの汚染を防止します。
- 非固着性ポリエチレンネットでカバーした吸収パッドで、創傷面への固着を防止します。
- 粘着部が透明なので、吸収した滲出液の観察が容易に行えます。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		粘着部サイズ	吸収部サイズ	
2号	16921	50mm× 65mm	27mm× 40mm	100枚
3号	16922	80mm×100mm	40mm× 70mm	20枚
4号	16923	100mm×125mm	55mm× 75mm	20枚
5号	16924	80mm×150mm	40mm×110mm	20枚
6号	16925	100mm×200mm	55mm×150mm	20枚
7号	16926	100mm×250mm	55mm×200mm	20枚

EOG滅菌済  
STERILE

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000015

#### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル

0120-770-863

土・日・祝日を除く  
午前9:00~午後5:00