

セルケア<sup>®</sup> 1・Uc


## Cellcare 1-Uc

## ワンピースオストミーシステム

## 1-Piece Ostomy System

## 特長

- ストーマに高さをもたせ排泄物のモレを防ぐ凸面タイプの面板を使用しています。
- ダブルロック口具によりレッグバッグや採尿バッグの接続もスムーズです。



種類	商品コードNo.	規格			1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
13	18731	13mmφ	9~12mm	260mm×150mm	5枚	¥5,700
16	18732	16mmφ	12~15mm	260mm×150mm	5枚	¥5,700
19	18733	19mmφ	15~18mm	260mm×150mm	5枚	¥5,700
22	18734	22mmφ	18~21mm	260mm×150mm	5枚	¥5,700
25	18735	25mmφ	21~24mm	260mm×150mm	5枚	¥5,700
28	18736	28mmφ	24~27mm	260mm×150mm	5枚	¥5,700
32	18737	32mmφ	27~31mm	260mm×150mm	5枚	¥5,700

## アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9:00~午後5:00