

C&Gケアソリューション

アンシルク® シリーズ

弾性ストッキング ● ANSILK® SERIES

毎日の快適な装着で、
下肢静脈血流を促進する

アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京営業所	TEL.03-5638-8161	名古屋営業所	TEL.052-222-3860
首都圏東営業所	TEL.048-834-5614	北陸営業所	TEL.076-243-5602
首都圏西営業所	TEL.045-472-7511	大阪営業所	TEL.06-6337-2985
札幌営業所	TEL.011-261-1721	広島営業所	TEL.082-831-8777
仙台営業所	TEL.022-715-2733	福岡営業所	TEL.092-441-8372

INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819

■ アルケア医工学研究所 ■ 千葉工場 ■ オストメイトサービスセンター

- 本カタログの内容は平成21年12月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、21世紀のニュー・環境に適合した
環境配慮型で、安心・信頼な方法で作成されています。
CO2削減・資源節約の環境配慮型印刷
<http://www.alcare.co.jp>

387-1209

ALCARE

Innovative Solutions for
Best Care

弾性ストッキング 一般医療機器

アンシルク・1 医療機器届出番号:13B1X00207000048

アンシルク・2 医療機器届出番号:13B1X00207000049

アンシルク・2 プライト 医療機器届出番号:13B1X00207000050

アンシルク・3 医療機器届出番号:13B1X00207000051

アンシルクシリーズは、

日本人の体型データに基づいて設計した

日本人のための医療用弾性ストッキングです。

足首の圧迫圧を最大とし、

大腿部に向けて段階的に圧迫圧を減少させる

C&G(Compression & Gradation)構造により、

下肢静脈血流を促進。

透明感のある薄手の生地と心地よい引き締め感で、

毎日の装着を快適にサポートします。

日本人サイズ設計とC&G機能

アンシルクシリーズは、日本人の脚の研究と体型データの分析から開発した「日本人のための医療用弾性ストッキング」です。脚の各部位への「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるC&G機能により、快適なフィット感で下肢静脈血流を促進します。



快適サポート機能

アンシルクシリーズでは、医療用としての機能に加え、生地の薄手感向上によるファッション性、また履きやすく肌触りのいい柔らかさで、毎日の装着を快適にサポートします。

従来のアンシルク **新しいアンシルク**




内側に入れたパッケージの文字が見えるくらい透明感が増しました。
※アンシルク・2 ハイソックスでの比較



履き心地のいい柔らかい生地で、毎日の装着も快適です。

C&Gケア

「C&Gケア(Compression & Gradation Care)」とは、アルケアが提案する「圧迫(Compression)」および「圧迫圧の段階的な変化(Gradation)」によるケアのコンセプトです。



「hPa(ヘクトパスカル)」は、圧力を表す国際単位です。数値が大きくなるほど脚を圧迫する力が強くなることを表します。(1hPa=0.75mmHg)

※アンシルクシリーズは医療機器です。圧迫圧選定の際は、必ず医師の指導を受けてください。

弾性ストッキング

アンシルク®・1

19
hPa

14mm
Hg



パンティーストッキング

サイズ	商品コード NO.	1箇 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
クリアベージュ			
L	18421	1足	¥3,990 (¥3,800)
M	18422		
S	18423		
ナチュラルベージュ			
L	18431	1足	¥3,990 (¥3,800)
M	18432		
S	18433		
ブラック			
L	18441	1足	¥3,990 (¥3,800)
M	18442		
S	18443		



マタニティー

サイズ	商品コード NO.	1箇 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
クリアベージュ			
L	18451	1足	¥5,040 (¥4,800)
M	18452		
S	18453		

アンシルク・1の特徴

- 足首の圧迫圧は19hPa(14mmHg)で、軽度の圧迫が得られます。
- ファッション性を重視し、透明感のある薄手生地を使用しています。
- カラーは全3色で、さまざまな生活シーンに合わせやすいベージュ系が充実しています。

妊婦さんのための専用設計 マタニティータイプ

- マチのついたゆとりのある立体設計で、大切な腹部をやさしく包み込みます。
- ウエストベルトはボタンでサイズ調節が可能です。妊娠中の腹部周径の変化に対応します。

アンシルク®・1

19
hPa



ハイソックス

サイズ	商品コード NO.	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
ライトブラウン			
LL	18461	1足	¥3,465 (¥3,300)
L	18462		
M	18463		
S	18464		
SS	18465		
ブラック			
LL	18471	1足	¥3,465 (¥3,300)
L	18472		
M	18473		
S	18474		
SS	18475		

ストッキング(両足)

サイズ	商品コード NO.	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
ライトブラウン			
LL	18481	1足	¥3,990 (¥3,800)
L	18482		
M	18483		
S	18484		
SS	18485		
ブラック			
LL	18491	1足	¥3,990 (¥3,800)
L	18492		
M	18493		
S	18494		
SS	18495		

パンティーストッキング

サイズ	商品コード NO.	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
ライトブラウン			
LL	18511	1足	¥5,040 (¥4,800)
L	18512		
M	18513		
S	18514		
SS	18515		
ブラック			
LL	18521	1足	¥5,040 (¥4,800)
L	18522		
M	18523		
S	18524		
SS	18525		

マタニティー

サイズ	商品コード NO.	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
ライトブラウン			
LL	18531	1足	¥6,300 (¥6,000)
L	18532		
M	18533		
S	18534		
SS	18535		

ストッキング(片足)

サイズ	商品コード NO.	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
ライトブラウン			
LL	18501	1枚	¥2,310 (¥2,200)
L	18502		
M	18503		
S	18504		
SS	18505		

アンシルク・2の特徴

- 足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- C&G機能とファッション性を両立しています。
- 種類が豊富なため、最適な形状とカラーが選択できます。


妊婦さんのための専用設計 マタニティータイプ

- 腹部の大きさの変化に対応するゆとりのある立体設計と、お腹にやさしくフィットする縫製を採用しています。
- ボタンでサイズ調節ができるウエストベルト付きのため、腹部を圧迫しません。

弾性ストッキング

アンシルク®・2 ブライト

27 hPa 20mm Hg



ハイソックス

サイズ	商品コード NO.	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
ホワイト			
L	18541	1足	¥3,465 (¥3,300)
M	18542		
S	18543		
クリアベージュ			
L	18551	1足	¥3,465 (¥3,300)
M	18552		
S	18553		
ナチュラルベージュ			
L	18561	1足	¥3,465 (¥3,300)
M	18562		
S	18563		
ブラック			
L	18571	1足	¥3,465 (¥3,300)
M	18572		
S	18573		



パンティーストッキング

サイズ	商品コード NO.	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
ホワイト			
L	18581	1足	¥5,040 (¥4,800)
M	18582		
S	18583		
クリアベージュ			
L	18591	1足	¥5,040 (¥4,800)
M	18592		
S	18593		
ナチュラルベージュ			
L	18601	1足	¥5,040 (¥4,800)
M	18602		
S	18603		
ブラック			
L	18611	1足	¥5,040 (¥4,800)
M	18612		
S	18613		

アンシルク・2 ブライト の特徴

- 足首の圧迫圧は27hPa(20mmHg)で、中程度の圧迫が得られます。
- 明るく透明感のある生地で、自然な着用感を提供します。
- カラーは全4色で、さまざまな生活シーンに合わせやすいベージュ系が充実しています。

アンシルク®・2 ブライト

27 hPa

弾性ストッキング

アンシルク®3

40
hPa

30mm
Hg



ハイソックス

サイズ	商品コード NO.	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
ライトブラウン			
LL	18621	1足	¥3,780 (¥3,600)
L	18622		
M	18623		
S	18624		
SS	18625		
ブラック			
LL	18631	1足	¥3,780 (¥3,600)
L	18632		
M	18633		
S	18634		
SS	18635		



ストッキング

サイズ	商品コード NO.	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
ライトブラウン			
LL	18641	1足	¥4,410 (¥4,200)
L	18642		
M	18643		
S	18644		
SS	18645		
ブラック			
LL	18651	1足	¥4,410 (¥4,200)
L	18652		
M	18653		
S	18654		
SS	18655		

アンシルク・3の特徴

- 足首の圧迫圧は40hPa(30mmHg)で、強い圧迫が得られます。
- C&G機能とファッション性を両立しています。
- つま先は、長時間の着用によるムレやしめつけを軽減する、オープントウです。



オープントウ

弾性ストッキング 一般医療機器 医療機器届出番号:13B1X00207000051

ストッキング吊り具

アンシルク®・ガーターベルト



- ストッキングのズレ落ちを防止します。
- ウエストサイズや吊り具の長さは調節可能です。
- シンプルなデザインのため、男性でも使用可能です。

サイズ	商品コード NO.	ウエスト回	1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
L	11801	75cm~95cm	1コ	¥1,575 (¥1,500)
M	11802	60cm~80cm		

※アンシルク・2,3のストッキングにお使いください。

サイズ選びのポイント

適切な圧迫圧と快適なフィット感のために、サイズ選びは重要です。下記の①②の手順とサイズ表を参考に、正しいサイズをお選びください。

■サイズ計測の手順

- ① 足首、ふくらはぎ、大腿の3つの部位の周径をメジャーで計測し、サイズ表から適合するサイズをお選びください。
- ② ①で適合するサイズが2つあった場合は、身長を目安とし、()内の中央値に近いサイズをお選びください。

■サイズ表 (単位:cm)

サイズ	①基本			②目安
	適応範囲	足首周径	ふくらはぎ周径	大腿周径
LL	23~27	40~46	55~64	160~180(170)
L	21~25	36~42	50~59	155~175(165)
M	19~23	32~38	47~56	150~170(160)
S	17~21	28~34	44~53	145~165(155)
SS	15~19	24~30	40~49	140~160(150)

■形状と計測部位

