



テン X・キャストカッター 匠 X-CAST CUTTER TAKUMI

種類	商品コードNO.	規格 (セット内容)	1函入数
—	18841	本体、電源ボックス、着脱電源コード X・カッターブレード、六角レンチ	1セット

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00306E10012

【別売部品】 X・カッターブレード

種類	商品コードNO.	規格 (直径)	1函入数
—	17951	61.0mm	1枚

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000022

※必ずカット対象のキャスト材の添付文書をご確認のうえ、ご使用ください。



■ウルトラスニック キャストカッター 静・II ULTRASONIC CAST CUTTER SHIZUKA-II

種類	商品コードNO.	規格 (セット内容)	1函入数
—	17981	本体発振器、ハンドピース 付属品:静・II用刃、 キャストカッター静・II用ドライバー、冷却スプレー、 アンダーガードテープ、キャリングケース 他	1セット

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000028

【別売部品】

品名	商品コードNO.	規格	1函入数
替刃	18191	キャストカッター 静・II用替刃	10枚

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000029

品名	商品コードNO.	規格	1函入数
冷却スプレー	10351	420ml	1本
アンダーガードテープ	10361	幅3cm×長さ10m	1巻
ドライバー	18221	キャストカッター静・II用ドライバー	1本

※《ウルトラスニック キャストカッター 静・II》は、キャストライト・αなどのガラスファイバー製キャスト専用です。ポリエステルファイバー製キャスト(キャストライト・X、キャストフレックス・α)、熱可塑性キャスト(フライント・100)、石膏ギプスには使用しないでください。

摩擦熱の低減に

■冷却スプレー

キャスト除去の前に、カットラインに冷却スプレーを吹き付けることにより、摩擦熱を低減します。

※カットしながら冷却スプレーを使用しないでください。引火の原因となります。



■アンダーガードテープ

あらかじめ、キャストリング時に付属のアンダーガードテープを下巻材の間に巻き込むことで、より安心してご使用いただけます。



アルケア株式会社

〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825 <http://www.alcare.co.jp>

東京営業所 TEL.03-5638-8161 名古屋営業所 TEL.052-222-3860
首都圏東営業所 TEL.048-834-5614 北陸営業所 TEL.076-243-5602
首都圏西営業所 TEL.045-472-7511 大阪営業所 TEL.06-6337-2985
札幌営業所 TEL.011-261-1721 広島営業所 TEL.082-831-8777
仙台営業所 TEL.022-715-2733 福岡営業所 TEL.092-441-8372
INTERNATIONAL SALES DIVISION TEL.81-3-5611-7819

■アルケア医学研究所 ■千葉工場 ■オストメイトサービスセンター

●本カタログの内容は平成22年4月現在のものです。
●商品の仕様およびデザインは、改良などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



この印刷物は、EPAのシムラ基準に適合した地球環境にやさしい印刷方法で作成されています。EPA 環境保護印刷推進協議会 <http://www.e3pa.com>

X・キャストカッター 匠
ウルトラスニック キャストカッター 静・II

X-CAST CUTTER TAKUMI

ULTRASONIC CAST CUTTER
SHIZUKA-II

施術者と患者様のニーズに応える
アルケアのキャストカッター

オルソペディックケアソリューション

テン X・キャストカッター 匠

キャストカッター ● X-CAST CUTTER TAKUMI

ウルトラスニック キャストカッター 静・II

水硬性キャスト用超音波キャストカッター ● ULTRASONIC CAST CUTTER SHIZUKA-II

ALCARE

Innovative Solutions for
Best Care

X-CAST CUTTER TAKUMI



《X^{テン}・キャストカッター 匠》は、これまで耐衝撃性が高くカットしづらいとされてきたポリエステルファイバー製キャストの切削の研究から誕生したキャストカッターです。切削力のみならず使いやすさも追求し、高い操作性を実現。簡単・スピーディーなキャスト除去が可能です。

ハイパワーだから、 素材を問わず容易にカット

高振動サイクル(16,000サイクル/分:無負荷時)でハイパワーなモデルです。ポリエステルファイバー製キャストも容易にカットできる優れた切削力は、患者様が不安を感じやすいキャストカット時間の短縮に貢献します。



安定性に優れ、使いやすい

本体の重量は約1kg。力を入れなくてもキャストに刃が入りやすい適度な重量設計です。またグリップは握りやすくフィット性に優れたウェーブ形状。グリップと刃の位置が近く、さらに重心を中心より前(刃)側にすることで、手の小さな女性が片手で操作してもブレにくく、しっかり安定した無理のない安全なカットが可能です。



静音設計で、不快音を抑制

専用の静音小型モーターと振動吸収性に優れた特殊部品を採用。操作時に発生する機械音を最小限にとどめることで、騒音による患者様の心理的ストレスを軽減します。

取り扱いのご注意(共通)

カット時における、刃とキャストの摩擦熱にご注意ください。キャスト除去の際は、刃を一か所にとどめずカットしてください。一か所にとどめると、キャストとの摩擦熱で高温の熱が発生し、火傷のおそれがあります。
※摩擦熱の低減に「冷却スプレー」「アンダーガードテープ」をご用意しています(本カタログ裏面にてご案内申し上げます)。

ULTRASONIC CAST CUTTER SHIZUKA-II



《ウルトラソニック キャストカッター 静・II》は、超音波振動を応用したグラスファイバー製キャスト専用カッターです。キャスト除去時の音をなくすことで、患者様に恐怖心を与えず作業ができます。持ちやすさを重視したコンパクト設計で、作業性も一段と向上しています。

無音だから、不安感を与えない

キャスト除去時のカット音がなく、患者様から騒音による心理的な不安や恐怖心を取り除きます。音に敏感な小児患者様などには、会話を妨げることなく、スムーズに作業を進めることが可能です。

カット粉塵がなく、クリーン

超音波振動によるカットで粉塵が発生しません。粉塵飛散による吸い込みのリスクや皮膚刺激がなく、クリーンなケア環境を保ちます。



細かなカットも自由自在

ペンを握る感覚で、自由自在にキャストを除去できます。持ちやすさを向上させ、女性の施術者でも楽に扱えます。また、手軽に有窓が可能で、細部のトリミングも容易に行えます。



超音波振動による無音カットで、
患者様に不安感を与えない
《ウルトラソニック キャストカッター 静・II》

《X^{テン}・キャストカッター 匠》
素材を問わず、
施術者の快適なカットを実現する

