

# アルフェンス<sup>®</sup>

## Alfence

アルミ副子  
Aluminum Splint

### 特長

- 指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。
- 肌側のウレタンフォームにより、患部を優しく保護します。
- 固定部位に合わせて、曲げ加工やハサミでの切断が可能です。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		厚さ×幅×長さ	適応部位	
1号	10161	1.5mm× 40mm×400mm	腕	6枚
2号	10162	1.5mm× 50mm×400mm	腕	6枚
3号	10163	1.0mm× 75mm×400mm	腕	6枚
4号	10164	1.0mm×100mm×400mm	腕	6枚
8号	10171	厚さ1.0mmカエル型	指	12枚
9号	10172	厚さ1.0mmトンボ型	指	12枚
10号	10173	1.5mm× 13mm×200mm	指	24枚
11号	10174	1.0mm× 13mm×200mm	指	24枚
12号	10175	1.5mm× 18mm×400mm	指	12枚
13号	10176	1.5mm× 25mm×400mm	指	12枚

▶ 保険適用

特定保険医療材料「副木」として、機能区分ごとの償還価格により算定可。

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000023