

バストバンド・エース

Bustband-Ace

胸部固定帯

Rib Fixer Band

特長

- ズレを防ぎ、フィット性を高める伸縮部2分割構造で、圧迫力の調整も可能です。
- 装着補助フックにより、脱着を容易にします。
- 面ファスナー部に軟性プラスチック板を内蔵し、伸縮部のねじれ、シワ等を防ぎます。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		胸 囲	長さ×幅(最大)	
3L	16831	131~151cm	145cm×20cm	1コ
LL	16832	113~133cm	125cm×20cm	1コ
L	16833	95~115cm	109cm×20cm	1コ
M	16834	77~ 97cm	92cm×20cm	1コ
S	16835	59~ 79cm	76cm×20cm	1コ

▶ 保険適用

処置に当たって、腰部固定帯・胸部固定帯・頸部固定帯を使用した場合は、初回に限り所定点数に定められた点数を加算する。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。