

バストバンド・デラックス

Bustband-DX

胸部固定帯

Rib Fixer Band

特長

- 圧縮ウレタンの芯材により、形崩れせず的確な固定を持続します。
- 女性用は、乳房を圧迫しない形状で、患部のみを固定できます。
- 男性用は、伸縮部2分割構造でズレを防ぎフィット性を高めます。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		胸 囲	長さ×幅(背部)×幅(前部)	
男性用	10541	65~110cm	100cm×17cm×17cm	1コ
女性用(左)	10551	65~110cm	100cm×17cm×11cm	1コ
女性用(右)	10561	65~110cm	100cm×17cm×11cm	1コ

▶ 保険適用

処置に当たって、腰部固定帯・胸部固定帯・頸部固定帯を使用した場合は、初回に限り所定点数に定められた点数を加算する。