

# バストバンド・アッパー

## Bustband-Upper

### 胸部固定帯

#### Rib Fixer Band

### 特長

- 腋の下のカットラインが深い裁断で、肋骨上部の固定も可能です。
- 胸郭に合わせた逆V字設計により、装着中のフィット感を高めます。
- 装着補助フックにより、脱着を容易にします。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		胸 囲	長さ×幅(前部)×幅(腋下)	
3L	16851	131~151cm	154cm×20cm×15cm	1コ
LL	16852	113~133cm	133cm×20cm×15cm	1コ
L	16853	95~115cm	116cm×20cm×15cm	1コ
M	16854	77~ 97cm	98cm×20cm×15cm	1コ
S	16855	59~ 79cm	82cm×20cm×15cm	1コ

**▶ 保険適用**

処置に当たって、腰部固定帯・胸部固定帯・頸部固定帯を使用した場合は、初回に限り所定点数に定められた点数を加算する。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。