

キャストフレックス®・α

弾力性ポリエステルキャストリングテープ

Castflex-α

Synthetic Casting Tape

特長

- 水硬性樹脂とポリエステル繊維により、巻き易さに優れています。
- ポリエステル製基布がカットチップによる刺激を低減します。
- 柔軟に伸びる基布を使用し、耐衝撃性にも優れています。



種類	商品コードNo.	規格 (幅×伸長)	1函 入数
2号	15401	5.0cm×3.6m	10巻
3号	15402	7.5cm×3.6m	10巻
4号	15403	10.0cm×3.6m	10巻
5号	15404	12.5cm×3.6m	10巻

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000037