

# CGパッド

## CG Pad

### 圧迫用パッド

### Compression Pad

#### 特長

- ストッキングや包帯による固定で適度な圧迫を提供します。
- 辺縁部に向けて圧が弱まり、過度の圧による肌の負担を軽減します。
- 装着中のズレが少なく、柔軟性にも優れています。



種類	商品コードNo.	規 格	1函入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
1号	16931	上面:100×60mm 底面:140×100mm 厚さ:25mm(台形状)	10コ	¥5,000
2号	16932	上面:120×30mm 底面:140×50mm 厚さ:25mm(台形状)	10コ	¥4,000
3号	16933	太さ:28mmφ 長さ:300mm (円筒底面カット形状)	10本	¥8,000