

自着包帯・フィックス

Fixation Cohesive

自着性包帯

Cohesive Bandage

特長

- 包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
- 皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
- 織構造の伸縮糸による優れた伸縮性があります。

一般的な使用例

- ガーゼ固定等



種類	商品コードNo.	規 格	1函 入数	メーカー希望小売価格 (税抜き)
1号	17151	2.5cm X 4m(伸長)	10巻	¥1,500
2号	17152	5.0cm X 4m(伸長)	10巻	¥2,500
3号	17153	8.0cm X 4m(伸長)	10巻	¥2,700