

ジェンテック スプリント

Gentec Splint

ウレタン付き金網副子

Soft Ladder Splint

特長

- 金網副子とウレタンの一体化により、簡便かつ迅速なスプリント固定が可能です。
- 肌面には吸湿性に優れた綿パイル生地を使用し、快適な装着感を提供します。
- 豊富なサイズバリエーションで、幅広い部位や体型に応じた選択ができます。



種類	商品コードNo.	規格 (厚さ×幅×長さ)	1函入数
LL	16301	30mm×120mm×1,130mm	6本
L	16302	25mm×100mm× 830mm	6本
M	16303	20mm× 90mm× 720mm	6本
S	16304	20mm× 80mm× 630mm	6本
SS	16305	20mm× 70mm× 510mm	6本
3S	16306	20mm× 60mm× 410mm	6本
4S	16307	20mm× 45mm× 320mm	6本
5S	16308	20mm× 45mm× 215mm	6本
6S	16309	20mm× 60mm× 200mm	6本

▶ 保険適用

特定保険医療材料「副木」として、機能区分ごとの償還価格により算定可。

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000033