

ヒップOAサポーター

Hip OA Supporter

股関節圧迫固定帯

Hip Supporter

特長

- 大転子パッドとX字型補助ベルトが、骨頭の外方偏位を低減します。
- 薄い素材と独自の形状により、着膨れせず装着が目立ちません。
- 肌側の吸汗素材により、優れた通気性と快適な肌触りを提供します。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数	
		腰 回	大腿周囲		
右	LL	15051	100~115cm	50.0~60.0cm	1コ
	L	15052	90~105cm	47.5~57.5cm	1コ
	M	15053	80~ 95cm	45.0~55.0cm	1コ
	S	15054	70~ 85cm	42.5~52.5cm	1コ
左	LL	15061	100~115cm	50.0~60.0cm	1コ
	L	15062	90~105cm	47.5~57.5cm	1コ
	M	15063	80~ 95cm	45.0~55.0cm	1コ
	S	15064	70~ 85cm	42.5~52.5cm	1コ
両足	LL	15071	100~115cm	50.0~60.0cm	1コ
	L	15072	90~105cm	47.5~57.5cm	1コ
	M	15073	80~ 95cm	45.0~55.0cm	1コ
	S	15074	70~ 85cm	42.5~52.5cm	1コ

※サイズの選定は腰回を基準とし、大腿周囲(大転子の下10cmの周径)は目安としてください。
 ※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。