

マルチフィックス®・パッド

Multi Fix-Pad

透湿・防水性パッド付フィルムドレッシング

Semipermeable Film Dressing With Absorbent Pad

特長

- 柔軟性に優れた支持フィルムにより、シワになりにくい貼付が可能で、水分や外部からの汚染を防止します。
- 非固着性ポリエチレンネットでカバーした吸収パッドで、創傷面への固着を防止します。
- 粘着部が透明なので、吸収した滲出液の観察が容易に行えます。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数	メーカー希望小売価格(税抜き)
		粘着部サイズ	吸収部サイズ		
2号	16921	50mm× 65mm	27mm× 40mm	100枚	¥6,000
3号	16922	80mm×100mm	40mm× 70mm	20枚	¥2,400
4号	16923	100mm×125mm	55mm× 75mm	20枚	¥3,400
5号	16924	80mm×150mm	40mm×110mm	20枚	¥4,000
6号	16925	100mm×200mm	55mm×150mm	20枚	¥5,000
7号	16926	100mm×250mm	55mm×200mm	20枚	¥5,400



一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000015