


OA サポートプロダクトシリーズ

OA Supporter Series



保温シームレスサポーター
OAインソール・キット
OAシームレス・プロ
OAライト・プロ
ニーケア・PT

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

- 本カタログの内容は2016年7月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

《OAサポートプロダクト シリーズ》なら、 最適な装具がきっと見つかります。

変形性膝関節症(OA)でおこる
膝の不安定性をサポートする装具です。
毎日身につけるものだからこそ、
「使いやすさ」に徹底的にこだわりました。
さまざまな特徴の3タイプ・7つの装具の中から、
膝の状態やニーズに合わせて、
最適な装具をお選びいただけます。

■アルケアのOA装具ラインアップ

1 膝全体を温かく包み込む 保温タイプ	2 快適な装着感を維持する フィット性重視タイプ	3 膝関節を支持する 安定・支持タイプ
 <p>保温シームレス サポーター ▶P4</p>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">    </div> <p>OAシームレス・プロ ▶P6 OAライト・プロ ▶P7 ニーケアー・PT ▶P8</p> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>OAインソール・キット ▶P5</p> </div>	<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>ニーケアー・OA ショート 2 ニーケアー・OA クロス 2</p>

※必ず医療従事者の指導、調整のもと使用するよう、患者様に注意、指導をお願いいたします。

膝を温かく包み込む、ウール素材のサポーター。

保温シームレスサポーター

シームレスサポーター ● Seamless Supporter

Seamless Supporter



ひざM



ひざロング



もも・ひざL



すね・ひざS

- ウール混紡素材の使用により、保温性が10%アップしました。(当社比)
- 洗濯縮みを約70%改善しました。(当社比)
- S、M、L、ロングの4サイズ展開です。

毎日手軽に使用できる、インソール。

OAインソール・キット

足底板 ● Insole



OA Insole-Kit

各パーツを上下のソールで挟み込む
サンドイッチ構造



靴に挿入して使用します。



※写真は右足に装着したイメージです。

- 各パーツがズレにくく、長期間使用しても適切な効果を維持します。

簡単装着で、段階的圧迫を実現。

OAシームレス・プロ

膝サポーター ● Knee Supporter

OA Seamless-Pro



編み糸の本数変化で圧迫

3段階の 圧迫グラデーション



圧迫パッド(強圧迫部)

中圧パッド(中圧迫部)

ベースサポーター(弱圧迫部)



※写真は左脚・内側に違和感がある場合の装着イメージです。

- 違和感のある箇所に圧迫パッド(色の濃い部分)の向きを合わせて装着します。
- 上下逆にする事で、左脚・右脚、内側・外側のどちらにも使用できます。

フロントオープンパンタイプで、抜群のフィット感。

OAライト・プロ

膝サポーター ● Knee Supporter

OA Light-Pro




伸縮性の異なる素材で適切にフィット

ハイブリッド構造

非伸縮性素材

伸縮性素材



誰でもつかみやすい、卵形の持ち手形状



- 締め付けに応じて、自然と膝関節周囲にフィットします。
- 軽量で通気性も良いので、ストレスなく継続的に着用いただけます。

コンパクト設計でありながら、的確な圧迫力。

ニーケア・PT

膝蓋腱保護用膝サポーター ● Knee Supporter

Knee Care PT



大腿用・下腿用のベルトで
膝関節を的確に圧迫する

ダブルベルト構造

大腿用追加ベルト
(オプション)により、
圧迫力を調整可能



下腿用クロスベルトで
的確に圧迫



- 長さ約20cmのコンパクト設計です。
- 激しく動いてもズレの少ないセミオープンタイプです。

■保温シームレスサポーター Seamless Supporter

種類	商品コードNo.	規格(膝周囲)		1袋入数
		大腿周囲	膝周囲	
もも・ひざ L	17041	38~42cm		1枚
ひざ M	17051	34~38cm		1枚
すね・ひざ S	17061	30~34cm		1枚
ひざ ロング	17071	32~40cm		1枚

※左右兼用です。

※サイズの選定は膝周囲(膝蓋骨中心の周径)を採寸し決定します。

※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

※膝以外の部位にも適応するため、実際の商品のサイズ表記には他の部位名が併記される場合があります。

■OAインソールキット OA Insole-Kit

種類	商品コードNo.	規格		セット内容	1函入数
		足長			
右	M 18771	25.0~26.5cm		サンドイッチインソール、 ラテラルウエッジ、 アーチパッド	1コ
	S 18772	23.5~25.0cm			1コ
	SS 18773	22.0~23.5cm			1コ
左	M 18781	25.0~26.5cm			1コ
	S 18782	23.5~25.0cm			1コ
	SS 18783	22.0~23.5cm			1コ

※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

■OAシームレス・プロ OA Seamless-Pro

種類	商品コードNo.	規格(膝周囲)		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
M~L	18831	32.0~37.5cm		1コ
SS~S	18832	31.0~35.0cm		1コ

※左右兼用です。

※サイズの選定は膝周囲(膝蓋骨中心の周径)を採寸し決定します。

※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

■OAライト・プロ OA Light-Pro

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
LL	18821	46~50cm	35~40cm	1コ
L	18822	42~46cm	34~39cm	1コ
M	18823	38~42cm	32~37cm	1コ
S	18824	35~38cm	31~35cm	1コ
SS	18825	32~35cm	29~33cm	1コ

※左右兼用です。

※サイズの選定は大腿周囲(膝蓋骨中心の上10cmの周径)を採寸し決定します。

膝周囲(膝蓋骨中心の周径)は目安としてください。

※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。

■ニーケア・PT Kneecare-PT

種類	商品コードNo.	規格		1函入数
		大腿周囲	膝周囲	
3L	16151	49~54cm	38~41cm	1コ
LL	16152	45~49cm	35~40cm	1コ
L	16153	41~45cm	33~38cm	1コ
M	16154	37~41cm	32~36cm	1コ
S	16155	34~37cm	31~35cm	1コ

※左右兼用です。

※サイズの選定は大腿周囲(膝蓋骨中心の上10cmの周径)を採寸し決定します。

膝周囲(膝蓋骨中心の周径)は目安としてください。

※2つのサイズにまたがる場合は、小さいサイズをお選びください。