

# ポリネックハード

## Polyneck Hard

### 頸椎固定用シーネ

#### Cervical Collar

### 特長

- 頸高の低い患者様をはじめ、さまざまな頸部の形状にフィットします。
- 全面に設けた小孔により、通気性を高め、快適な装着感を提供します。
- 最大3.5cmまでの高さ調節により、安定性を保持できます。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		頸 囲	高 さ	
L	16951	35~43cm	8.0~11.5cm	1コ
M	16952	30~38cm	7.5~10.5cm	1コ
S	16953	26~32cm	6.5~ 8.5cm	1コ

**▶ 保険適用**

処置に当たって、腰部固定帯・胸部固定帯・頸部固定帯を使用した場合は、初回に限り所定点数に定められた点数を加算する。

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000024

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。