

# ポリネックライト

## Polyneck Light

### 頸椎固定用シーネ

#### Cervical Collar

### 特長

- 柔軟で弾性があるウレタン芯材で、ライトな支持感が得られます。
- 芯材に小孔を開け、通気性を高めてムレを低減します。
- 後部固定部分を長くとり、止め易さと外れにくさに優れています。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		頸 囲	高 さ	
L	15171	35~41cm	8.0cm	1コ
M	15172	30~36cm	8.0cm	1コ
S	15173	26~31cm	8.0cm	1コ

**▶ 保険適用**

処置に当たって、腰部固定帯・胸部固定帯・頸部固定帯を使用した場合は、初回に限り所定点数に定められた点数を加算する。

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。  
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。