

ポリネックソフト・P

Polyneck Soft-P

頸椎固定用シーネ

Cervical Collar

特長

- 3層発泡体構造により、ソフトな肌当りで頸椎を固定します。
- 芯材に小孔を開け、通気性を高めてムレを低減します。
- 着脱可能なオーバーカバーは洗濯可能なので清潔に使用できます。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		頸 囲	高 さ	
LL	18881	40~46cm	9.0cm	1コ
L	18882	35~41cm	9.5cm	1コ
M	18883	30~36cm	9.5cm	1コ
S	18884	26~31cm	8.5cm	1コ

▶ 保険適用

処置に当たって、腰部固定帯・胸部固定帯・頸部固定帯を使用した場合は、初回に限り所定点数に定められた点数を加算する。

※サイズの選定は頸囲を採寸し決定します。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。