

ポリネックソフト

Polyneck Soft

頰椎固定用シーネ

Cervical Collar

特長

- 3層発泡体構造により、ソフトな肌当りで頰椎を固定します。
- 患者様の首に合わせ、マイナス1cmの高さ調節が可能です。
- 着脱可能なオーバーカバーは洗濯可能なので清潔に使用できます。



種類	商品コードNo.	規 格		1函入数
		頰 囲	高 さ	
LL	10421	40~46cm	8.0~9.0cm	1コ
L	10422	35~41cm	8.5~9.5cm	1コ
M	10423	30~36cm	8.5~9.5cm	1コ
S	10424	26~31cm	7.5~8.5cm	1コ

▶ 保険適用

処置に当たって、腰部固定帯・胸部固定帯・頰部固定帯を使用した場合は、初回に限り所定点数に定められた点数を加算する。

※サイズの選定は頰囲を採寸し決定します。
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。