

# サクロスポーツ

## Sacro Sports

### 骨盤帯付腰部保護ベルト

#### Lumbar Support

### 特長

- 前屈運動を妨げない、腹部幅の狭い設計を採用しています。
- 幅広の背部と2本のスプリングステーが腰椎の過伸展を防止します。(回旋運動を妨げないようステーを背部中央に寄せた設計を採用)
- 骨盤ベルトにより、骨盤を圧迫し仙腸関節の安定性を向上させます。



- 補助ベルト
- 通気性
- 吸汗・発散性
- スプリングステー
- 骨盤ベルト

種類	商品コード No.	規格		1函 入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
		腰回	ウエスト回		
LL	10611	95~110cm	85~105cm	1コ	¥6,500
L	10612	85~100cm	75~ 95cm	1コ	¥6,500
M	10613	75~ 90cm	65~ 80cm	1コ	¥6,500
S	10614	65~ 80cm	55~ 70cm	1コ	¥6,500

#### ▶ 保険適用

処置に当たって、腰部固定帯を使用した場合は、初回に限り所定点数に定められた点数を加算する。

※サイズの選定は腰回を基準とし、ウエスト回は目安としてください。  
※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。