

シルキーポア[®]ドレッシング

Silkypore Dressing

創傷用粘着ドレッシング
Micro-Porous Wound Dressing

特長

- 高通気性のメッシュ状不織布を使用し、皮膚呼吸を妨げません。
- 適度な柔軟性をもち、凹凸のある部位にもフィットします。
- 皮膚刺激の少ない粘着剤を使用しているため、デリケートな肌にも安心です。



種類	商品コードNo.	規格		1 函 入数	メーカー希望小売 価格(税抜き)
		粘着部サイズ	吸収部サイズ		
1号	12008	4.0cm×6.0cm	2.0cm× 3.5cm	100枚	¥1,600
1号 (20枚入り)	15571	4.0cm×6.0cm	2.0cm× 3.5cm	20枚	¥360
2号	12001	5.0cm×7.5cm	2.0cm× 4.0cm	50枚	¥1,600
2号 (20枚入り)	15572	5.0cm×7.5cm	2.0cm× 4.0cm	20枚	¥700
3号	12002	6.0cm×10.0cm	3.0cm× 6.5cm	50枚	¥1,800
4号	12003	10.0cm×13.0cm	4.0cm× 6.5cm	20枚	¥1,400
5号	12004	10.0cm×16.0cm	5.0cm×10.0cm	20枚	¥1,800
6号	12005	10.0cm×21.0cm	5.0cm×15.0cm	20枚	¥2,200
7号	12006	10.0cm×26.0cm	5.0cm×20.0cm	20枚	¥2,700
8号	12007	10.0cm×31.0cm	5.0cm×25.0cm	20枚	¥3,200

EOG滅菌済
STERILE

一般医療機器 / 医療機器届出番号: 13B1X00207000013

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013 TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

www.alcare.co.jp

S104_0316