

自着包帯・サポート

Support Cohesive

自着性包帯

Cohesive Bandage

特長

- 包帯同士の自着性により、ズレやゆるみがなく、関節部や頭部など巻きにくい部位でも、しっかり固定します。
- 皮膚・毛髪には付着しないため、剥離刺激がありません。
- ウェーブ構造による適度な伸縮性と軽度の圧迫力があります。



一般的な使用例

- 副木固定・関節捻挫固定等

種類	商品コードNo.	規 格	1函 入数	メーカー希望小売価格 (税抜き)
1号	17161	2.5cm X 4.5m(伸長)	10巻	¥1,800
2号	17162	5.0cm X 4.5m(伸長)	10巻	¥3,600
3号	17163	7.6cm X 4.5m(伸長)	10巻	¥4,800
4号	17164	10.0cm X 4.5m(伸長)	10巻	¥5,600