

サージドレーン・ジッパー

Surgidrain-Zipper

術後排液ドレナージ

Post-OP Drainage Appliance

特長

- ジッパーを開放することにより、貼付した状態で創の観察・処置が可能です。
- かさばらない形状で体の屈曲部等にもフィットし、装着時の違和感を軽減します。
- 3～5日間、1枚でドレーンから排出される排液を管理できます。



種類	商品コード No.	規格		1函 入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
		袋サイズ(縦×横)	有効径		
S	15661	158mm × 110mm	30mm	10枚	¥5,500
M	15662	188mm × 130mm	50mm	10枚	¥6,000
L	15663	218mm × 150mm	80mm × 60mm	5枚	¥3,500

一般医療機器 / 医療機器届出番号:13B1X00207000010