

ウエルケア・ドレーン


Wellcare-Drain

瘻孔ドレナージ

Fistula Drainage Appliance

特長

- 薄く柔軟で、pH緩衝能力の高い瘻孔用皮膚保護剤を採用しています。
- ソフトタイプの口具により、粘調な排液を外側から圧搾して排出することができます。
- さまざまな瘻孔に対応できる、3種類のサイズバリエーションを用意しています。



種類	商品コード No.	規格		1函 入数	メーカー希望 小売価格(税抜き)
		袋サイズ(縦×横)	有効径		
S	15831	160mm × 95mm	35mm	5枚	¥2,300
M	15832	240mm × 120mm	100mm × 60mm	5枚	¥2,500
L	15833	280mm × 160mm	120mm × 100mm	5枚	¥2,800