

# 制菌・ストッキネット

## Stockinet

メリヤス編みチューブ包帯(純綿製)

Cotton Tubular Padding for Cast

サイズ(幅×長さ): **5.0cm×8.0m**

2

### 使用上のご注意

- 使用中、または使用後に発疹、かゆみ、痛み、うっ血などの異常を感じたときは、直ちに使用を中止し、適切な処置を施してください。
- 装着部位に応じて適切な種類をお選びください。うっ血したり、本品が抜け落ちたりするおそれがあります。

### 保管上のご注意

- 水ぬれに注意し、直射日光および高温多湿を避けて、室温保管してください。

# 制菌・ストッキネット

## Stockinet

メリヤス編みチューブ包帯(純綿製)  
Cotton Tubular Padding for Cast

### 滅菌について

- 滅菌する際は、ロール状のまま滅菌せずに、必要な長さにカットしてからEOGもしくはオートクレーブ滅菌で行ってください。
- EOG 滅菌後はガスが十分抜けてからご使用ください。

### 組成・成分

- 綿100%

### 廃棄方法

- 上記組成成分に関する各自治体の判別方法に従ってください。



## アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階  
〒130-0013

[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お客様相談室 ☎ 0120-770-175

## ALCARE Co., Ltd.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi,  
Sumida-ku, Tokyo, 130-0013, Japan

MADE IN JAPAN



箱



袋:PE

このパッケージは再生紙を使用しています  
This package is made of recycled paper