



### Cellcare 2-Cf (两件式造口袋)

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸 (长×宽)		
M	18281	210mm X 150mm		10个
L	18282	210mm X 150mm		10个

封闭型

尿路造口用品

单件式用品



### Cellcare 1-U (单件式造口袋)

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开口大小	造口有效直径	造口袋尺寸 (长×宽)	
10 肉色	18721	10mmφ	4-49mm (圆锥形)	260mm X 150mm	10个
20	18722	20mmφ	14-19mm		
25	18723	25mmφ	19-24mm		
30	18724	30mmφ	24-29mm		
35	18725	35mmφ	29-34mm		
40	18726	40mmφ	34-39mm		

尿排泄口开关

两件式用品



### Cellcare 2-U (两件式造口袋)

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸 (长×宽)		
M	18681	260mm X 150mm		10个
L	18682	260mm X 150mm		10个

关于底板的信息请参照前一页“Cellcare 2-F”和“Cellcare 2-Fc”的底板介绍。

尿排泄口开关


附件



### Trunk Belt (造口用固定腰带)

种类	商品编号	规格	数量/盒
—	12671	腰部尺寸60-110cm (孔内径63mm)	1套

适合产品: Cellcare 1-TD/TDc/C/D cap/Dc cap/U/Uc, Procure1-D/C/U



### Trunk Belt-II (造口用固定腰带)

种类	商品编号	规格	数量/盒
—	18061	Youcare Trunk Belt: 1条 固定带: 2条	1套

适用产品: Cellcare 2-F(不包括LL)/Fc, Youcare2-F(不包括65)/Fc/Fu/Fuc Procure2-F(不包括70)/FA/Fc/FA Uro/Fc URO

[配件]

商品名	商品编号	规格	数量/盒
造口用固定腰带	15091	腰部尺寸60-110cm	1个
固定带	18071	—	2个

\*底板不包括在Trunk Belt-II内



### Cell-Wafer (含皮肤护理成分神经酰胺的皮肤保护剂)

种类	商品编号	规格		数量/盒
		长×宽		
10	18391	100mm X 100mm		5个



### Cellcare 2-BC (两件式浴盖)

种类	商品编号	规格		数量/盒
		圆顶的高度		
M	18291	20mm		2个
L	18292	20mm		2个

\* C: 封闭型 c: 凸型 D: 下方开放型 F: 底板 f: 过滤片 TD: 下方开口魔术贴 U: 尿路造口



ALCARE Co., Ltd.  
International Sales Div.  
19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo 130-0013, Japan  
TEL.+81-3-5611-7819 FAX.+81-3-5611-7827 MAIL. info@alcare.co.jp  
www.alcare.co.jp/e

Printed in Japan  
Feb. 2016

for Best Care **ALCARE**

## 优活精华系列 Cellcare Ostomy System



## 配合添加皮肤护理成分“神经酰胺”



### 能够保持清洁的皮肤带来舒适感受



### 使皮肤滋润 增强皮肤能力

### 在皮肤科学领域，突破了聚合物的限制！

传统的皮肤保护剂通过调整和调节亲水/疏水性聚合物的组成和形状，在贴敷过程中保护皮肤。但当其被剥离下来时，很容易使未成熟的角质层细胞“明日的皮肤”暴露出来。爱乐康专注于解决造口者皮肤问题的根本原因。


为了解决这些问题，爱乐康采用先进技术配合皮肤护理成分“Remois”，通过皮肤科学的研究，开发出了全新的“皮肤保护剂Plus”。

### “神经酰胺” 配合添加皮肤护理成分 “神经酰胺”

在“皮肤保护剂Plus”中，为皮肤保护剂配合添加了在人皮肤角质层细胞中普遍存在的一种护肤成分（神经酰胺）\*。

\*什么是护肤成分（神经酰胺）？

在表皮的最外层，连接角质层细胞与细胞间脂质的一种保持皮肤健康的成分。



### 为“明日皮肤动力”带来健康与活力。

优活精华系列增强造口周围皮肤的“明日皮肤动力”，避免因常常受到剥离刺激和污染导致的皮肤能力减弱。同时，保持皮肤健康，不易出现问题。

Remois \* “Remois” 品牌技术旨在对容易受损的皮肤进行更加积极的护理。

www.alcare.co.jp/e

## 舒适服帖如皮肤一般



柔软服帖  
感觉更亲肤

初见的柔软轻薄。当贴敷的那一瞬间开始，如同自己的皮肤一般自然。

中心1.5mm~外缘0.3mm的轻薄度。边缘薄，贴敷后紧紧与皮肤完全帖服，而且不易剥落。其具有优异的柔韧性，弯腰、向后弯曲、扭腰等身体动作时，舒适服帖。防止底板边缘嵌入皮肤而造成的疼痛。

防止渗漏和异味，保持每日舒适生活。

柔软地贴合皮肤，不会在褶皱间出现缝隙、剥离，充分防止渗漏和异味。它减少压力，并带给您舒适和轻松感，让您好像忘记了它的存在。

## 富有弹性附着力的Flexiconvex (凸面)。

(Cellcare 1-TDc / Dc Cap / Uc和Cellcare 2-Fc中使用)

凸面也同样实现了皮肤触感般的柔软性。

由于底板整体的柔软性，凸面柔软地紧密贴服于腹部，防止渗漏。能柔顺贴合身体活动。




## 舒适体感让您忘记它的存在

即使闭上眼睛都能够安装的连接环。(Cellcare 2的所有型号均采用)




将底板与造口袋的连接环重叠，仅轻松移动，就能够简简单单地调整位置。即使不用眼睛确认，仅凭手的感觉，也能够顺利地扣合。  
另外，不会压迫腹部，并切实紧密扣合。



具有超凡除臭效果和防堵塞作用的通气过滤片。(Cellcare 1-U / Uc、Cellcare 2-U除外)




独特的四层结构保持顺畅的排气和高除臭效果。而且，采用了新的构造，即使发生堵塞，用手指捏过滤片数次，便能够恢复透气。无需担心造口袋的膨胀和臭味泄露。



## 环状的防污盖，防止环槽被污染。(Cellcare 2的所有型号均采用)



造口袋的连接环为内周带有环状防污盖的独特结构。当卸下造口袋时，在底板连接环周围的排泄物就会被除去，因此在连接环周围不容易残留排泄物，防止污物进入沟槽等中。



## 优活精华系列 Cellcare Ostomy System

肠造口用品

单件式用品

种类	商品编号	规格				数量/盒
		开口大小	造口有效直径	造口袋尺寸 (长×宽)		
20 随意切开	18701	20mmφ	14-49mm (随意切)	300mm X 150mm	10个	
25	18702	25mmφ	19-24mm			
30	18703	30mmφ	24-29mm			
35	18704	35mmφ	29-34mm			
40	18705	40mmφ	34-39mm			
20 肉色	19421	20mmφ	14-49mm (随意切)			

随意切开

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开口大小	造口有效直径	造口袋尺寸 (长×宽)	
20 随意切开	18691	20mmφ	14-49mm (随意切)	210mmX150mm	10个

封闭型

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开口大小	造口有效直径	造口袋尺寸 (长×宽)	
22	18931	22mmφ	18-21mm	346mm X 148mm	5个
25	18932	25mmφ	21-24mm		
28	18933	28mmφ	24-27mm		
32	18934	32mmφ	27-31mm		
36	18935	36mmφ	31-35mm		
40	18936	40mmφ	35-39mm		

精准开口 凸型

两件式用品

种类	商品编号	规格				数量/盒
		开口大小	造口有效直径	底板尺寸	造口袋	
M 随意切开	18251	10mmφ	4-39mm (随意切)	88mmX88mm	M	5个
M16	18661	16mmφ	12-15mm			
M19	18662	19mmφ	15-18mm			
M22	18252	22mmφ	18-21mm			
M25	18253	25mmφ	21-24mm			
M28	18254	28mmφ	24-27mm			
L 随意切开	18255	10mmφ	4-49mm (随意切)	98mmX98mm	L	5个
L32	18256	32mmφ	27-31mm			
L36	18257	36mmφ	31-35mm			
L40	18258	40mmφ	35-39mm			
LL 随意切开	18259	10mmφ	4-69mm (随意切)			

请注意“Cellcare 2-F”和“Cellcare 2F-c”底板也适用于尿路造口。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸 (长×宽)		
M	18271	300mm X 150mm		10个
L	18272	300mm X 150mm		10个
LL	18273	300mm X 150mm		10个

下方开放型

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开口大小	造口有效直径	造口袋尺寸 (长×宽)	
22	18711	22mmφ	18-21mm	300mm X 150mm	5个
25	18712	25mmφ	21-24mm		
28	18713	28mmφ	24-27mm		
32	18714	32mmφ	27-31mm		
36	18715	36mmφ	31-35mm		
40	18716	40mmφ	35-39mm		

下方开放型 凸型

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开口大小	造口有效直径	造口袋尺寸 (长×宽)	
20 随意切开	18921	20mmφ	14-49mm (随意切)	346mm X 148mm	10个
25	18922	25mmφ	19-24mm		
30	18923	30mmφ	24-29mm		
35	18924	35mmφ	29-34mm		
40	18925	40mmφ	34-39mm		
70 随意切开	18926	10mmφ	4-69mm (随意切)		
20 肉色	19431	20mmφ	14-49mm (随意切)		

精准开口

种类	商品编号	规格				数量/盒
		开口大小	造口有效直径	底板尺寸	造口袋	
M13	18387	13mmφ	9-12mm	100mmφ	M	5个
M16	18388	16mmφ	12-15mm			
M19	18389	19mmφ	15-18mm			
M22	18381	22mmφ	18-21mm			
M25	18382	25mmφ	21-24mm			
M28	18383	28mmφ	24-27mm			
L32	18394	32mmφ	27-31mm	110mmφ	L	5个
L36	18385	36mmφ	31-35mm			
L40	18386	40mmφ	35-39mm			

凸型

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸 (长×宽)		
M	18261	300mm X 150mm		10个
透明 L	18262	300mm X 150mm		10个
LL	18263	300mm X 150mm		10个
肉色 M	18671	300mm X 150mm		10个
L	18672	300mm X 150mm		10个

下方开放型