

附件

优护系列 扣带

YOU CARE TRUNK BELT WITH FACE PLATE

单件式造口袋固定用具



〈特征〉

- 可提高装置的密着性,并可防止因身体活动而使装置错位和剥落。
- 最适合装置不易密着的人员和体育等活动较大的人员。

〈适用于这样的人〉

- 希望把造口袋装得更牢固服贴的人
- 附有固定环使没有腰带搭钩的用品也能使用

种类	商品 编号	规格		数量/ 袋
		腰部尺寸	主要适用商品	
—	15081	60~110cm (孔内径 73mmφ)	YOU CARE D YOU CARE C YOU CARE U POSPACK-B POSPACK-LIGHT	1套

日本制造
医疗器械注册证：国食药监械(进)2005第1660393号

ALCARE

ALCARE Co., Ltd.
INTERNATIONAL SALES DIVISION

19F, Arcacentral Bldg.
1-2-1 Kinshi, Sumida-ku
Tokyo 130-0013, Japan
TEL:81-3-5611-7819
FAX:81-3-5611-7827
<http://www.alcare.co.jp/e>

Printed in China
July 2005

术后系列

POSPACK Series

从刚做完手术到居家以后的护理,
根据不同的用途可以自由地选择。种类丰富!



使造口患者安心的容量

术后系列是大容量的袋子型,
所以适应于大便量较多的人,
特别是担心夜间万一大便量多的人。

使用起来很方便的底部开口的袋子型

术后系列是直通型,排泄口的幅度很宽大,
所以大便的排泄变得容易畅通。

爱乐康
ALCARE

POSPACK Series

从刚做完手术到居家以后的护理，根据不同的用途为您准备了五种种类。

术后系列的种类和特征

时期 交换天数	刚做完手术	出院后(家庭护理)		
1-2天	术后系列 K灭菌型 EOG灭菌型，最适合刚做完手术的病人使用。	术后系列 K型 使用的是一种对皮肤非常呵护的梧桐胶皮肤保护剂。	术后系列 简易型 适用于短期交换，使用的是超薄型皮肤保护剂。是一种经济、实惠型。	术后系列 轻便型 适用于短期交换，使用的是超薄型皮肤保护剂。还为您准备了不用开孔的随意开孔型。
3-5天	术后系列 B型 它具有很强的粘着力，适用于长时间的连续使用。			

术后系列 K灭菌型

POSPACK-K STERILE [随意开孔]

结肠 / 回肠造口用下方开放型袋子



- 〈特征〉
- 已EOG灭菌，最适合手术刚刚结束后使用。
 - 造口袋采用排放口较宽的开放型，容易对造口周围进行护理。
 - 最大可以护理110mm的造口。
- 〈适用于这样的人〉
- 刚做完手术的，及造口周围的皮肤正在过敏时期的人

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口的有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
70	15001	20mmφ	14~69mm(随意开孔)	400mm×150mm	5个
110	15002	—	109mm以内(随意开孔)	400mm×170mm	5个

EOG灭菌型

术后系列 K型

POSPACK-K [随意开孔]

结肠 / 回肠造口用下方开放型袋子



- 〈特征〉
- 造口袋采用排放口较宽的开放型，容易对造口周围进行护理。
 - 最大可以护理110mm的造口。
- 〈适用于这样的人〉
- 刚做完手术的，造口周围的皮肤正在过敏时期的人
 - 因为装袋子容易引起皮肤障碍的人

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口的有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
70	15011	20mmφ	14~69mm(随意开孔)	400mm×150mm	10个
110	15012	—	109mm以内(随意开孔)	400mm×170mm	10个

术后系列 B型

POSPACK-B [随意开孔]

结肠 / 回肠造口用下方开放型袋子



- 〈特征〉
- 造口袋采用排放口较宽的开放型，容量大，适用于排便多的人士。
- 〈适用于这样的人〉
- 希望能够连续使用3-5天左右的人

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口的有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
—	15021	20mmφ	14~59mm(随意开孔)	400mm×150mm	10个

术后系列 轻便型

POSPACK-LIGHT [随意开孔 / 预切孔]

结肠 / 回肠造口用下方开放型袋子



- 〈特征〉
- 使用柔软的超薄型皮肤保护剂。
 - 造口袋采用排放口较宽的开放型，容量大，适用于排便多的人士。
 - 也有根据造口尺寸进行开孔、并自由调整的产品。
- 〈适用于这样的人〉
- 喜好清洁，希望每天能更换的人
 - 想省掉开孔过程的人

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口的有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
20	15031	20mmφ	14~59mm(随意开孔)	400mm×150mm	30个
25	15032	25mmφ	19~24mm	400mm×150mm	30个
30	15033	30mmφ	24~29mm	400mm×150mm	30个
35	15034	35mmφ	29~34mm	400mm×150mm	30个
40	15035	40mmφ	34~39mm	400mm×150mm	30个
45	15036	45mmφ	39~44mm	400mm×150mm	30个
50	15037	50mmφ	44~49mm	400mm×150mm	30个

术后系列 简易型

POSPACK-SIMPLE [随意开孔]

结肠 / 回肠造口用下方开放型袋子



- 〈特征〉
- 使用柔软的超薄型皮肤保护剂。
 - 造口袋采用排放口较宽的开放型，容量大，适用于排便多的人士。
 - 性价比较好的袋子。
- 〈适用于这样的人〉
- 重视商品价格的人
 - 排便量较多的人

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口的有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
—	15041	20mmφ	14~49mm(随意开孔)	400mm×110mm	30个