

# 血流管理

**更安全、更简便、更舒适。**  
**有效防止了当卧床及安静时下肢血流迟滞，**  
**有助于静脉回流。**

产品种类丰富,可根据各种需求和体型,  
 提供更为切实的静脉回流环境。

医用长筒袜  
 《ANSILK-PRO J》



中筒袜



长筒袜



中筒袜(单脚) 长筒袜(单脚)

100%纯棉弹力绷带  
 《ELASCOT》




## 什么是有助于静脉回流的C·G护理

「C·G护理(Compression & Gradation Care)」是指,爱乐康提出的通过压迫(Compression)及压迫的连续变化(Gradation)进行护理的概念。

## 《ANSILK-PRO J》的压迫设计

根据符合脚的形状的立体结构和基于Sigel理论(安静时的血流增大38%)进行压迫设计,从而保持卧床时间最适宜的压迫。




\*Sigel et al, Arch Surg, Vol. 110 Feb. 1975

## 《ANSILK-PRO J》的质量



不用乳胶也有柔顺感  
 在脚腕和膝盖位置有确认基准作用的标示线。(只有长筒袜)



通过两路三角面伸缩性缓解大腿部的压迫感,使身体舒适。



采用可提高脚跟滑动感的舒适后跟。



可观察血液循环状态的检查口。

\*观察血液循环状态后,务必回到原来的位置(盖上足尖)。如果一直暴露足尖的话,会造成血流阻碍,因此需要注意此事。

## C·G(血流管理)护理用品

■医用长筒袜 ■弹力绷带

从术前、术中到术后有助于静脉回流的长筒袜和绷带。

### ■医用长筒袜



## ANSILK-PRO J CALF STOCKINGS 医用长筒袜

- 采用膝下尺寸,即使是平时不穿长筒袜的人,使用时也不会有穿着不适感。
- 采用与肌肤接触良好的柔软材料,从而带来舒适的穿着感。
- 采用基于Sigel理论的压迫力和压迫力变化设计。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		脚脖周围	腿肚周围	
双脚	LL 17421	23~27cm	40~46cm	1双
	L 17422	21~25cm	36~42cm	
	M 17423	19~23cm	32~38cm	
	S 17424	17~21cm	28~34cm	
	SS 17425	15~19cm	24~30cm	
单脚	LL 17571	23~27cm	40~46cm	1张
	L 17572	21~25cm	36~42cm	
	M 17573	19~23cm	32~38cm	
	S 17574	17~21cm	28~34cm	
	SS 17575	15~19cm	24~30cm	



## ANSILK-PRO J STOCKINGS 医用长筒袜

- 采用下裆尺寸,通过大腿部的硅胶带,减轻滑落。
- 对整个下肢提供基于Sigel理论的压迫力和压迫力变化。
- 大腿部通过两路三角面伸缩性缓和压迫感。
- 在脚腕和膝盖位置有确认基准作用的标示线。

种类	商品编号	规格			数量/盒
		脚脖周围	腿肚周围	大腿周围	
双脚	LL 17431	23~27cm	40~46cm	55~64cm	1双
	L 17432	21~25cm	36~42cm	50~59cm	
	M 17433	19~23cm	32~38cm	47~56cm	
	S 17434	17~21cm	28~34cm	44~53cm	
	SS 17435	15~19cm	24~30cm	40~49cm	
单脚	LL 17581	23~27cm	40~46cm	55~64cm	1张
	L 17582	21~25cm	36~42cm	50~59cm	
	M 17583	19~23cm	32~38cm	47~56cm	
	S 17584	17~21cm	28~34cm	44~53cm	
	SS 17585	15~19cm	24~30cm	40~49cm	

### ■弹力绷带



## ELASCOT

100%纯棉弹力绷带

- 采用100%的棉,使肌肤接触良好,吸湿性优良。
- 采取独特强捻加工的棉丝,可发挥优良的弹性。
- 医用长筒袜尺寸不合适时可以以此来代替。

种类	商品编号	规格	数量/盒
		宽×长(拉伸)	
	2号	11621 5.0cm×4.5m	6卷
	3号	11622 7.5cm×4.5m	6卷
	4号	11623 10.0cm×4.5m	6卷
	7号	11624 17.5cm×4.5m	6卷

对渴望健康的所有人

# 爱乐康的「Solution(解决方案)」

面向希望实现最完善医疗的医务人员以及手术患者。  
爱乐康在更广泛的领域,致力于解决临床的各种问题。

致力于手术患者早期恢复和提高治疗效果

## 术中·术后管理Solution



梧桐胶水性胶体敷料  
《KARAYAHESIVE》

术后引流袋  
《SURGIDRAIN ZIPPER》

透气防水敷料  
《MULTI FIX-PAD》

伤口敷料  
《SILKYPORE DRESSING》

提供最合适预防和治疗的材料

## 褥疮护理Solution



伤口吸收渗液用衬垫  
《DERMA AID》

预防褥疮用浮动垫  
《BONMAT》

通过压迫和压迫的连续变化对下肢的静脉循环提供帮助

## C·G(血流管理)护理Solution



医用长筒袜  
《ANSILK-II PANTY HOSE》

100%纯棉弹力绷带  
《ELASCOT》

压迫用垫  
《CG PAD》

医用长筒袜  
《ANSILK-PRO J CALF STOCKINGS》

以丰富的产品种类,实现最佳的护理

## 绷带护理Solution



弹性绷带  
《HIGHSPAN》

网状绷带  
《PRESNET》

粘性弹力绷带  
《ELATEX》

粘性伸缩纱布绷带  
《SILKYPORE》

透气防水胶布圈  
《MULTI FIX-ROLL》

为提高造口患者QOL(术后的生活质量)提供帮助

## 造口护理Solution



结肠/回肠造口用  
下方开放型袋子  
《LAPACK SUPER G》


结肠/回肠造口用  
下方开放型袋子  
《POSPACK-K》

单件式造口袋  
《YOU CARE D》

两件式造口袋  
《PROCARE 2 FA》《PROCARE 2 C》

提高预防和护理时的患者QOL(术后的生活质量)

## 失禁护理Solution



失禁用品  
《YUNIBON》

大腿尿袋  
《LEG BAG》

在预防、治疗和康复阶段的最佳选择

## 骨科护理Solution



玻璃纤维固定带  
《CASTLIGHT-α》


石膏绷带  
《PLASRUN》

水硬性玻璃纤维夹板  
《LIGHT SPLINT-II》

颈椎固定用夹板  
《POLYNECK HARD》



胸部固定带  
《BUSTBAND-ACE》



带辅助带的腰部固定带  
《SACRO LIGHT-DX》

保护运动员的身体不受伤害

## 运动护理Solution



《ANKLE GUARD EX》


《LUMBER GUARD》

《KNEE GUARD》

《REGUARD SKIN CARE》

## Index

<b>A</b>	
ANSILK-PRO J CALF STOCKINGS	6
ANSILK-PRO J STOCKINGS	6
<b>C</b>	
COLOCLEAN PC	21
COLOCLEAN PC 1-STEP CONE	21
<b>D</b>	
DEOFINE POWDER	30
DRAINAGE BAG	30
<b>E</b>	
ELASCOT	6
<b>F</b>	
FLANGE CUTTER	28
<b>G</b>	
GASCLEAN	30
<b>I</b>	
ILEFINE	16
<b>K</b>	
KARAYAHESIVE	8
<b>M</b>	
MINI CLOSE	26
MINI PAD	26
MINI POUCH-K	22
MINI POUCH-K SUPER	22
MULTI FIX-PAD	8
<b>P</b>	
PEDIATRIC PROCARE 1 D	17
PEDIATRIC PROCARE 1 POST-OP	17
PEDIATRIC PROCARE 1 U	24
PEDIATRIC TRUNK BELT	29
POSPACK-B	13
POSPACK-K	13
POSPACK-K STERILE	13
POSPACK-LIGHT	13
POSPACK-SIMPLE	13
PROCARE 1 FREE-CUT C	16
PROCARE 1 FREE-CUT D	16
PROCARE 1 FREE-CUT U	23
PROCARE 1 PRE-CUT C	16
PROCARE 1 PRE-CUT D	15
PROCARE 1 PRE-CUT Dc	16
PROCARE 1 PRE-CUT U	23
PROCARE 1 PRE-CUT Uc	23
PROCARE 2 BC	26
PROCARE 2 C	20
PROCARE 2 D	20
PROCARE 2 F	19
PROCARE 2 FA	19
PROCARE 2 FA URO	25
PROCARE 2 Fc	19
PROCARE 2 Fc URO	25
PROCARE 2 IS	21
PROCARE 2 M	22
PROCARE 2 U	25
<b>P</b>	
PROCARE MF PATE	27
PROCARE PASTE	27
PROCARE POWDER	28
PROCARE REMOVER	28
PROCARE SOFT WAFER RING	27
PROCARE SOFT WAFER STICK	27
PROCARE WAFER	27
<b>R</b>	
REMOIS CLEANSE	28
<b>S</b>	
SD PAD/SD PAD-WP	8
SURGIDRAIN OPEN-TOP	8
SURGIDRAIN ZIPPER	8
<b>T</b>	
TRUNK BELT	29
TRUNK BELT WITH FACE PLATE	29
<b>U</b>	
URINARY BAG	30
<b>Y</b>	
YOU CARE C	14
YOU CARE C (10 pieces/box)	15
YOU CARE Cc	15
YOU CARE D	14
YOU CARE D (10 pieces/box)	14
YOU CARE Dc	15
YOU CARE TD	14
YOU CARE TDc	15
YOU CARE U	23
YOU CARE Uc	23
YOU CARE 2 BC	26
YOU CARE 2 Cf	19
YOU CARE 2 D	19
YOU CARE 2 Df	18
YOU CARE 2 F	18
YOU CARE 2 Fc	18
YOU CARE 2 Fu	24
YOU CARE 2 Fuc	24
YOU CARE 2 IS	21
YOU CARE 2 M	22
YOU CARE 2 TDf	18
YOU CARE 2 TD	18
YOU CARE 2 U	24
YOU CARE LEG BAG	30
YOU CARE TRUNK BELT	29
YOU CARE TRUNK BELT WITH FACE PLATE	29



Innovative Solutions for  
Best Care