

优选皮肤保护剂系列

PROCARE SKIN BARRIER Series

以天然材料为主要成份的一种对皮肤非常关怀的皮肤保护剂

根据不同的用途可以从六种种类中自由地选择



日本制造
医疗器械注册证：国食药监械(进)2005第1640407号

ÄLCARE

ALCARE Co., Ltd.
INTERNATIONAL SALES DIVISION

19F, Arcacentral Bldg.
1-2-1 Kinshi, Sumida-ku
Tokyo 130-0013, Japan
TEL:81-3-5611-7819
FAX:81-3-5611-7827
<http://www.alcare.co.jp/e>

Printed In China
July 2005

爱乐康

ÄLCARE

PROCARE SKIN BARRIER Series


优选皮肤保护剂系列, 使用的是一种对皮肤非常关怀的天然素材的“Karaya Gum(梧桐胶)”和“柑橘果胶”

PROCARE SKIN BARRIER Series

优选系列 皮肤保护膜片 块状

PROCARE WAFER

Karaya Gum、以及柑橘果胶类块状皮肤保护剂



它能填平造口周围的皱纹和凹陷, 提高造口袋的密着力

- 最适合造口周围的皱纹和凹陷的充填。
- 可根据皱纹和凹陷形状切割或重叠使用。



种类	商品编号	规格(长X宽)	数量/盒
10	12581	100mm×100mm	10张
20	12582	200mm×195mm	5张

优选系列 皮肤保护膏

PROCARE PASTE

Karaya Gum、以及柑橘果胶类膏状皮肤保护剂



适用于各种装具的粘贴补助

- 涂在底板的内侧面, 可提高各种底板的粘着性。
- 由于装有复合管, 因此不易固化, 可以用到最后。



种类	商品编号	规格(容量)	数量/盒
—	14431	50g	1支

*本产品含有酒精成份。对酒精成份过敏的人及皮肤表面有伤口、湿疹的部位请不要使用。

优选系列 皮肤保护膏

PROCARE MF PATE

Karaya Gum、以及柑橘果胶类膏状皮肤保护剂



适用于造口周围的皮肤保护

- 可覆盖造口与底板之间的间隙, 保护皮肤不受排泄物伤害。
- 由于不含有酒精, 因此不会固化, 也不会刺激皮肤。



种类	商品编号	规格(容量)	数量/盒
—	12601	100g	1支

优选系列 皮肤保护粉

PROCARE POWDER

Karaya Gum、以及柑橘果胶类粉末状皮肤保护剂



适用于造口周围的很小的间隙

- 可覆盖造口与底板之间的间隙, 保护皮肤不受排泄物伤害。
- 容易散布到小的间隙, 吸水性优良。



种类	商品编号	规格(容量)	数量/盒
—	12611	50g	1瓶

优选系列 皮肤保护膜片 环状

PROCARE SOFT WAFER RING

Karaya Gum、以及柑橘果胶类环状皮肤保护剂




适用于造口周围的皱纹和凹陷使用

- 最适合造口周围的皱纹和凹陷的充填。
- 具有适度的柔软性, 不使用剪刀便可用手加工。
- 采用容易在造口周围使用的圈的形状。
- 采用与装置底板非常匹配的两面粘合型。



种类	商品编号	规格(孔径)	数量/盒	
圈	20	15591	20mmφ	8个
	30	15592	30mmφ	8个

使用例子



优选系列 皮肤保护膜片 条状

PROCARE SOFT WAFER STICK

Karaya Gum、以及柑橘果胶类条状皮肤保护剂



适用于瘻孔周围等凹凸不平的不易粘贴的部位使用

- 最适合造口周围的皱纹和凹陷的充填。
- 非常柔软, 可自由自在加工。
- 采用与底板非常匹配的两面粘合型。
- 适合在瘻孔周围有凹凸不易贴附的部位使用。



种类	商品编号	规格(长X宽)	数量/盒
条	15601	15mm×100mm	10条

使用例子

