

附件

优护系列 腰带

YOU CARE TRUNK BELT

造口用固定腰带



- 可提高底板的密着性,并可防止因身体活动而使造口袋错位和剥落。
- 最适合造口袋不易密着的人员和体育等活动较大的人员。
- *注意: YOU CARE TRUNK BELT 不可搭配 ILEFINE D-70(回肠造口袋,编号: 16984)的袋子。

种类	商品编号	规格		数量/袋
		腰部尺寸	主要适用商品	
—	15091	60~110cm	YOU CARE 2 Tdf YOU CARE 2 TD YOU CARE 2 Df YOU CARE 2 D YOU CARE 2 Cf YOU CARE 2 U YOU CARE 2 IS YOU CARE 2 M YOU CARE 2 BC YOU CARE TDc YOU CARE Dc YOU CARE Cc YOU CARE Uc ILEFINE D CAP ILEFINE D	1条

优护系列 扣带

YOU CARE TRUNK BELT WITH FACE PLATE

单件式造口袋固定用具



- 可提高底板的密着性,并可防止因身体活动而使造口袋错位和剥落。
- 最适合造口袋不易密着的人员和体育等活动较大的人员。

种类	商品编号	规格		数量/袋
		腰部尺寸	主要适用商品	
—	15081	60~110cm (孔内径73mmφ)	YOU CARE TD YOU CARE D YOU CARE C YOU CARE U POSPACK-B POSPACK-LIGHT	1套

日本制造
医疗器械注册证: 国食药监械(进)2005第1660393号
2005第1661218号

ALCARE

ALCARE Co., Ltd.
INTERNATIONAL SALES DIVISION

19F, Arcacentral Bldg.
1-2-1 Kinshi, Sumida-ku
Tokyo 130-0013, Japan
TEL:81-3-5611-7819
FAX:81-3-5611-7827
<http://www.alcare.co.jp/e>

Printed in China
Feb 2007

优护系列

YOU CARE Series



以“长期连续使用”为目标,克服了这样三个难题

对皮肤刺激很少的安全性

〈优护系列〉是您每天连续使用的贴身物品,所以皮肤保护剂使用的是对肌肤无损伤的天然材料的“梧桐胶”和“柑橘果胶”作为主要成分的保护剂。

使用起来舒适性

〈优护系列〉是您每天连续使用的贴身物品,装着时具有良好的牢固服贴感,即使经常更换也不会妨害您舒适的感觉。

简单、方便的操作性

〈优护系列〉是您每天连续使用的贴身物品,所以底板大多是预切孔型,操作简单、方便,没有麻烦的开孔过程。

爱乐康

ALCARE

YOU CARE


多种多样的商品规格,可以满足不同需求

单件式用品

优护系列 C型

YOU CARE C [随意开孔 / 预切孔]

结肠造口用袋子



〈特征〉

- 使用柔软的超薄型皮肤保护剂。
- 高机能除臭过滤片设计,有效排气亦防止臭气及泄漏产生。

〈适用者〉

- 排便次数不多(一天1-2次),情况安定的人
- 灌洗后排泄量较少的人

YOU CARE C (10 pieces/box)

- 这是在术后造口大小容易变化的时期的预开型的10个装的产品。

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
肉色	16791	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	200mm×150mm	30个
20	16801	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	200mm×150mm	30个
25	16802	25mmφ	19~24mm	200mm×150mm	30个
30	16803	30mmφ	24~29mm	200mm×150mm	30个
35	16804	35mmφ	29~34mm	200mm×150mm	30个
40	16805	40mmφ	34~39mm	200mm×150mm	30个
45	16806	45mmφ	39~44mm	200mm×150mm	30个
50	16807	50mmφ	44~49mm	200mm×150mm	30个

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
20	16911	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	200mm×150mm	10个
25	16912	25mmφ	19~24mm	200mm×150mm	10个
30	16913	30mmφ	24~29mm	200mm×150mm	10个
35	16914	35mmφ	29~34mm	200mm×150mm	10个
40	16915	40mmφ	34~39mm	200mm×150mm	10个
45	16916	45mmφ	39~44mm	200mm×150mm	10个
50	16917	50mmφ	44~49mm	200mm×150mm	10个

优护系列 Cc型

YOU CARE Cc [凸型 / 预切孔]

结肠造口用袋子



〈特征〉

- 使用柔软的超薄型皮肤保护剂。
- 高机能除臭过滤片设计,有效排气亦防止臭气及泄漏产生。
- 凸面设计适用于造口周围皮肤凹陷者。
- 为提高底板的密合度,可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。

〈适用者〉

- 造口周围的皮肤平坦或凹陷的人
- 造口周围有褶皱,用平面底板容易产生渗漏的人
- 排便次数不多(一天1-2次),情况安定的人

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
22	16821	22mmφ	18~21mm	200mm×150mm	10个
25	16822	25mmφ	21~24mm	200mm×150mm	10个
28	16823	28mmφ	24~27mm	200mm×150mm	10个
32	16824	32mmφ	27~31mm	200mm×150mm	10个
36	16825	36mmφ	31~35mm	200mm×150mm	10个
40	16826	40mmφ	35~39mm	200mm×150mm	10个
45	16827	45mmφ	39~44mm	200mm×150mm	10个
50	16828	50mmφ	44~49mm	200mm×150mm	10个

优护系列 D型

YOU CARE D [随意开孔 / 预切孔]

结肠 / 回肠造口用袋子



〈特征〉

- 使用柔软并具有耐久性的薄型皮肤保护剂。
- 高机能除臭过滤片设计,有效排气亦防止臭气及泄漏产生。(亦提供不带除臭过滤片的产品)

〈适用者〉

- 排便次数较多(一天3次以上)的人
- 希望尽早更换造口袋的人

YOU CARE D (10 pieces/box)

- 这是在术后造口大小容易变化的时期的预开型的10个装的产品。

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
肉色	16761	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	30个
不带过滤片	16771	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	30个
20	16781	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	30个
25	16782	25mmφ	19~24mm	275mm×150mm	30个
30	16783	30mmφ	24~29mm	275mm×150mm	30个
35	16784	35mmφ	29~34mm	275mm×150mm	30个
40	16785	40mmφ	34~39mm	275mm×150mm	30个
45	16786	45mmφ	39~44mm	275mm×150mm	30个
50	16787	50mmφ	44~49mm	275mm×150mm	30个

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
不带过滤片	16891	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	10个
20	16901	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	10个
25	16902	25mmφ	19~24mm	275mm×150mm	10个
30	16903	30mmφ	24~29mm	275mm×150mm	10个
35	16904	35mmφ	29~34mm	275mm×150mm	10个
40	16905	40mmφ	34~39mm	275mm×150mm	10个
45	16906	45mmφ	39~44mm	275mm×150mm	10个
50	16907	50mmφ	44~49mm	275mm×150mm	10个

优护系列 Dc型

YOU CARE Dc [凸型 / 预切孔]

结肠 / 回肠造口用袋子



〈特征〉

- 使用柔软并具有耐久性的薄型皮肤保护剂。
- 高机能除臭过滤片设计,有效排气亦防止臭气及泄漏产生。
- 凸面设计适用于造口周围皮肤凹陷者。
- 为提高底板的密合度,可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。

〈适用者〉

- 造口周围的皮肤平坦或凹陷的人
- 造口周围有褶皱,用平面底板容易产生渗漏的人
- 排便次数较多(一天3次以上)的人

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
22	16811	22mmφ	18~21mm	275mm×150mm	10个
25	16812	25mmφ	21~24mm	275mm×150mm	10个
28	16813	28mmφ	24~27mm	275mm×150mm	10个
32	16814	32mmφ	27~31mm	275mm×150mm	10个
36	16815	36mmφ	31~35mm	275mm×150mm	10个
40	16816	40mmφ	35~39mm	275mm×150mm	10个
45	16817	45mmφ	39~44mm	275mm×150mm	10个
50	16818	50mmφ	44~49mm	275mm×150mm	10个

优护系列 TD型

YOU CARE TD [随意开孔 / 预切孔]

结肠 / 回肠造口用袋子



〈特征〉

- 使用柔软并具有耐久性的薄型皮肤保护剂。
- 高机能除臭过滤片设计,有效排气亦防止臭气及泄漏产生。(亦提供不带除臭过滤片的产品)
- 下方开口魔术贴设计(Clip-less type),使用简单便利,减轻关闭后的不舒适感。

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
肉色	17441	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	10个
不带过滤片	17451	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	10个
20	17461	20mmφ	14~59mm (随意开孔)	275mm×150mm	10个
25	17462	25mmφ	19~24mm	275mm×150mm	10个
30	17463	30mmφ	24~29mm	275mm×150mm	10个
35	17464	35mmφ	29~34mm	275mm×150mm	10个
40	17465	40mmφ	34~39mm	275mm×150mm	10个
45	17466	45mmφ	39~44mm	275mm×150mm	10个
50	17467	50mmφ	44~49mm	275mm×150mm	10个

优护系列 TDc型

YOU CARE TDc [凸型 / 预切孔]

结肠 / 回肠造口用袋子



〈特征〉

- 使用柔软并具有耐久性的薄型皮肤保护剂。
- 高机能除臭过滤片设计,有效排气亦防止臭气及泄漏产生。
- 下方开口魔术贴设计(Clip-less type),使用简单便利,减轻关闭后的不舒适感。
- 凸面设计适用于造口周围皮肤凹陷者。
- 为提高底板的密合度,可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。


种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
22	17471	22mmφ	18~21mm	275mm×150mm	10个
25	17472	25mmφ	21~24mm	275mm×150mm	10个
28	17473	28mmφ	24~27mm	275mm×150mm	10个
32	17474	32mmφ	27~31mm	275mm×150mm	10个
36	17475	36mmφ	31~35mm	275mm×150mm	10个
40	17476	40mmφ	35~39mm	275mm×150mm	10个
45	17477	45mmφ	39~44mm	275mm×150mm	10个
50	17478	50mmφ	44~49mm	275mm×150mm	10个

两件式用品

优护系列 2 F

YOU CARE 2 F [随意开孔 / 预切孔]

结肠 / 回肠造口用底板



〈特征〉

- 由于整面都使用了皮肤保护剂,对胶带过敏的人也可放心使用。
- 底板外周较薄,比较适合身体,并可减轻贴附时的不适感。

〈适用者〉


- 造口有十分高度的人

种类	商品编号	规格				数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	底板尺寸	造口袋	
M22	16591	22mmφ	16~34mm (随意开孔)	97mm×105mm	M	5个
M25	16592	25mmφ	21~24mm	97mm×105mm	M	5个
M28	16593	28mmφ	24~27mm	97mm×105mm	M	5个
L32	16594	32mmφ	27~31mm	108mm×117mm	L	5个
L36	16595	36mmφ	31~35mm	108mm×117mm	L	5个
L40	16596	40mmφ	35~39mm	108mm×117mm	L	5个
L45	16597	10mmφ	4~44mm (随意开孔)	108mm×117mm	L	5个
65	16598	10mmφ	4~64mm (随意开孔)	129mm×140mm	65	5个

优护系列 2 Fc

YOU CARE 2 Fc [凸型 / 预切孔]

结肠 / 回肠造口用底板



〈特征〉

- 底板周围的胶带可防止入浴时皮肤保护剂周围的溶解。
- 凸面底板适用于造口周围皮肤凹陷者。

〈适用者〉

- 造口周围皮肤有凹陷或褶皱多的人
- 用平面底板(F)易发生渗漏者

种类	商品编号	规格				数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	底板尺寸	造口袋	
M22	16601	22mmφ	18~21mm	110mmφ	M	5个
M25	16602	25mmφ	21~24mm	110mmφ	M	5个
M28	16603	28mmφ	24~27mm	110mmφ	M	5个
L32	16604	32mmφ	27~31mm	120mmφ	L	5个
L36	16605	36mmφ	31~35mm	120mmφ	L	5个
L40	16606	40mmφ	35~39mm	120mmφ	L	5个

优护系列 2 Cf

YOU CARE 2 Cf

结肠造口用袋子



〈特征〉

- 高机能除臭过滤片设计,有效排气亦防止臭气及泄漏产生。
- 为提高底板的密合度,可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸(长X宽)		
透明	M	16631	210mm×150mm	10个
	L	16632	210mm×150mm	10个
肉色	M	17801	210mm×150mm	10个
	L	17802	210mm×150mm	10个

优护系列 2 D

YOU CARE 2 D

结肠 / 回肠造口用袋子



〈特征〉

- 这是不带除臭过滤片的排放型造口袋。
- 为提高底板的密合度,可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸(长X宽)		
透明	M	16621	300mm×150mm	10个
	L	16622	300mm×150mm	10个
	65	16623	300mm×150mm	10个
肉色	M	17751	300mm×150mm	10个
	L	17752	300mm×150mm	10个

优护系列 2 Df

YOU CARE 2 Df

结肠 / 回肠造口用袋子



〈特征〉

- 高机能除臭过滤片设计,有效排气亦防止臭气及泄漏产生。
- 为提高底板的密合度,可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸(长X宽)		
透明	M	16611	300mm×150mm	10个
	L	16612	300mm×150mm	10个
	65	16613	300mm×150mm	10个
肉色	M	17741	300mm×150mm	10个
	L	17742	300mm×150mm	10个

优护系列 2 TD

YOU CARE 2 TD

结肠 / 回肠造口用袋子



〈特征〉

- 这是不带除臭过滤片的排放型造口袋。
- 下方开口魔术贴设计(Clip-less type),使用简单便利,减轻关闭后的不舒适感。
- 为提高底板的密合度,可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸(长X宽)		
透明	M	17781	300mm×150mm	10个
	L	17782	300mm×150mm	10个
	65	17783	300mm×150mm	10个
肉色	M	17791	300mm×150mm	10个
	L	17792	300mm×150mm	10个

优护系列 2 TDf

YOU CARE 2 TDf

结肠 / 回肠造口用袋子



〈特征〉

- 高机能除臭过滤片设计,有效排气亦防止臭气及泄漏产生。
- 下方开口魔术贴设计(Clip-less type),使用简单便利,减轻关闭后的不舒适感。
- 为提高底板的密合度,可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸(长X宽)		
透明	M	17761	300mm×150mm	10个
	L	17762	300mm×150mm	10个
	65	17763	300mm×150mm	10个
肉色	M	17771	300mm×155mm	10个
	L	17772	300mm×150mm	10个

单件式用品

优护系列 U型

YOU CARE U [随意开孔 / 预切孔] 尿造口用袋子



〈特征〉

- 使用了柔软、具有耐用性、为尿路使用而开发的薄型皮肤保护剂。
- 采用双重闭锁开口装置，可以放心、简单的进行排出操作。

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
10	15361	10mmφ	4~59mm (随意开孔)	260mm×150mm	10个
20	15362	20mmφ	14~19mm	260mm×150mm	10个
25	15363	25mmφ	19~24mm	260mm×150mm	10个
30	15364	30mmφ	24~29mm	260mm×150mm	10个
35	15365	35mmφ	29~34mm	260mm×150mm	10个
40	15366	40mmφ	34~39mm	260mm×150mm	10个

优护系列 Uc型

YOU CARE Uc [凸型 / 预切孔] 尿造口用袋子



〈特征〉


- 使用了柔软、具有耐用性、为尿路使用而开发的薄型皮肤保护剂。
- 采用双重闭锁开口装置，可以放心、简单的进行排出操作。
- 凸面设计适用于造口周围皮肤凹陷者。
- 为提高底板的密合度，可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。

种类	商品编号	规格			数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	造口袋尺寸(长X宽)	
13	16401	13mmφ	9~12mm	260mm×150mm	10个
16	16402	16mmφ	12~15mm	260mm×150mm	10个
19	16403	19mmφ	15~18mm	260mm×150mm	10个
22	16404	22mmφ	18~21mm	260mm×150mm	10个
25	16405	25mmφ	21~24mm	260mm×150mm	10个
28	16406	28mmφ	24~27mm	260mm×150mm	10个
32	16407	32mmφ	27~31mm	260mm×150mm	10个

两件式用品

优护系列 2 Fu

YOU CARE 2 Fu [随意开孔 / 预切孔] 尿造口用底板




〈特征〉

- 由于整个面都使用了皮肤保护剂，对胶带过敏的人也可放心使用。
- 底板外周较薄，符合人体工学，并可减轻粘贴时的不适感。

种类	商品编号	规格				数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	底板尺寸	造口袋	
M13	16641	13mmφ	7~34mm (随意开孔)	97mm×105mm	M	5个
M16	16642	16mmφ	12~15mm	97mm×105mm	M	5个
M19	16643	19mmφ	15~18mm	97mm×105mm	M	5个
M22	16644	22mmφ	18~21mm	97mm×105mm	M	5个
M25	16645	25mmφ	21~24mm	97mm×105mm	M	5个
M28	16646	28mmφ	24~27mm	97mm×105mm	M	5个
L32	16647	32mmφ	27~44mm (随意开孔)	108mm×117mm	L	5个

优护系列 2 Fuc

YOU CARE 2 Fuc [凸型 / 预切孔] 尿造口用底板



〈特征〉


- 底板周围的胶带可防止入浴时皮肤保护剂周围的溶解。
- 凸面底板适用于造口周围皮肤凹陷者。

种类	商品编号	规格				数量/盒
		开孔的大小	造口有效直径	底板尺寸	造口袋	
M13	16651	13mmφ	9~12mm	110mmφ	M	5个
M16	16652	16mmφ	12~15mm	110mmφ	M	5个
M19	16653	19mmφ	15~18mm	110mmφ	M	5个
M22	16654	22mmφ	18~21mm	110mmφ	M	5个
M25	16655	25mmφ	21~24mm	110mmφ	M	5个
M28	16656	28mmφ	24~27mm	110mmφ	M	5个
L32	16657	32mmφ	27~31mm	120mmφ	L	5个

两件式用品

优护系列 2 U

YOU CARE 2 U 尿造口用袋子



〈特征〉

- 采用双重闭锁开口装置，可以放心、简单的进行排出操作。
- 为提高底板的密合度，可搭配造口用固定腰带(第7页,编号: 15091)使用。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸(长X宽)		
M	16661	260mm×150mm		10个
L	16662	260mm×150mm		10个

优护系列 2 IS

YOU CARE 2 IS 灌洗袖



〈特征〉

- 不剥开YOU CARE 2的各种底板便可进行洗肠。
- *洗肠时请使用《COLOCLEAN PC》的单卖零件[洗涤液袋]和[2段式头](或《COLOCLEAN PC细型头》)

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸(长X宽)		
M	16691	900mm×100mm		5个
L	16692	900mm×100mm		5个

优护系列 2 M

YOU CARE 2 M 迷你袋




〈特征〉

- 由于是小型圆型形状，不会妨碍身体活动，也没有穿着的不适感。
- 高机能除臭过滤片设计，有效排气亦防止臭气及泄漏产生。
- 与YOU CARE 2的底板组合使用。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		造口袋尺寸(长X宽)		
M	16671	120mm×130mm		10个
L	16672	120mm×130mm		10个

优护系列 2 BC

YOU CARE 2 BC 浴盖



〈特征〉

- 由于采取紧凑的圆顶型，最适合入浴和游泳时使用。
- 由于是塑料制成，容易擦掉水份，并且耐用性也优良。
- 肉色能有效隐匿造口。
- 与YOU CARE 2的底板配合使用。

种类	商品编号	规格		数量/盒
		(圆顶高度)		
M	16681	20mm		2个
L	16682	20mm		2个
65	16683	20mm		2个