

優護 Youcare




造口系列 Ostomy System

特色1

給皮膚親膚的呵護

親膚性佳

天然成分的皮膚保護皮




皮膚保護皮的主要成分為卡拉亞膠與果膠，其中卡拉亞膠能維持底座表面弱酸性，對皮膚刺激性低。

特色2

使用簡單方便

人性化的設計

魔術貼開口便袋



將開口處的塑形板對著藍色對折線往上折，然後將魔術貼貼附固定即可。打開和關閉操作都很簡單且塑形板不易變形，排除排泄物時和清潔時也很簡單方便。




特色3

穿戴舒適

科學分析身體的動作

鑽石型底座



鑽石型底座是依據人體工學設計，並考量到病人在活動時及腹股溝的位置，底座仍能順應的貼合，下方為水滴型設計，當活動時可避免底座脫落及滲漏。同時病人在穿戴過程幾乎不會感受到有任何不舒服的感覺，提升貼附的舒適性。

優護造口系列 Youcare Ostomy System

消化性系統造口產品

一件式造口產品 1-Piece Ostomy System



開口便袋
(夾子式) 平面

優護 開口便袋 Youcare-D

2天更換

款式	型號	規格 mm		袋子尺寸 (長X寬)	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸		
膚色	16761	20	14~59 (可裁剪)	275X150	30片
無濾片	16771	20	14~59 (可裁剪)		
20	16781	20	14~59 (可裁剪)		
25	16782	25	19~24		
30	16783	30	24~29		
35	16784	35	29~34		
40	16785	40	34~39		
45	16786	45	39~44		
50	16787	50	44~49		



開口便袋
(夾子式) 墊高

優護 開口便袋(墊高) Youcare-Dc

2天更換

款式	型號	規格 mm		袋子尺寸 (長X寬)	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸		
22	16811	22	18~21	275X150	10片
25	16812	25	21~24		
28	16813	28	24~27		
32	16814	32	27~31		
36	16815	36	31~35		
40	16816	40	35~39		
45	16817	45	39~44		
50	16818	50	44~49		



開口便袋
(魔術貼式) 平面

優護 魔術貼開口便袋 Youcare-TD

2天更換

款式	型號	規格 mm		袋子尺寸 (長X寬)	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸		
膚色	17441	20	14~59 (可裁剪)	275X150	10片
無濾片	17451	20	14~59 (可裁剪)		
20	17461	20	14~59 (可裁剪)		
25	17462	25	19~24		
30	17463	30	24~29		
35	17464	35	29~34		
40	17465	40	34~39		
45	17466	45	39~44		
50	17467	50	44~49		



開口便袋
(魔術貼式) 墊高

優護 魔術貼開口便袋(墊高) Youcare-TDc

2天更換

款式	型號	規格 mm		袋子尺寸 (長X寬)	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸		
22	17471	22	18~21	275X150	10片
25	17472	25	21~24		
28	17473	28	24~27		
32	17474	32	27~31		
36	17475	36	31~35		
40	17476	40	35~39		
45	17477	45	39~44		
50	17478	50	44~49		



封口便袋 平面

優護 封口便袋 Youcare-C

1天更換

款式	型號	規格 mm		袋子尺寸 (長X寬)	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸		
膚色	16791	20	14~59 (可裁剪)	200X150	30片
20	16801	20	14~59 (可裁剪)		
25	16802	25	19~24		
30	16803	30	24~29		
35	16804	35	29~34		
40	16805	40	34~39		
45	16806	45	39~44		
50	16807	50	44~49		



封口便袋 墊高

優護 封口便袋(墊高) Youcare-Cc

1天更換

款式	型號	規格 mm		袋子尺寸 (長X寬)	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸		
22	16821	22	18~21	200X150	10片
25	16822	25	21~24		
28	16823	28	24~27		
32	16824	32	27~31		
36	16825	36	31~35		
40	16826	40	35~39		
45	16827	45	39~44		
50	16828	50	44~49		

兩件式造口產品 2-Piece Ostomy System



平面

優護 兩件式底座(平面) Youcare 2-F

3-5天更換

款式	型號	規格 mm			袋子尺寸	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸	底座尺寸		
M22	16591	22	16~34 (可裁剪)	97X105	M	5片
M25	16592	25	21~24	97X105	M	
M28	16593	28	24~27	97X105	M	
L32	16594	32	27~31	108X117	L	
L36	16595	36	31~35	108X117	L	
L40	16596	40	35~39	108X117	L	
L45	16597	10	4~44 (可裁剪)	108X117	L	
65	16598	10	4~64 (可裁剪)	129X140	65	



墊高

優護 兩件式底座(墊高) Youcare 2-Fc

3-5天更換

款式	型號	規格 mm			袋子尺寸	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸	底座尺寸		
M22	16601	22	18~21	110	M	5片
M25	16602	25	21~24	110	M	
M28	16603	28	24~27	110	M	
L32	16604	32	27~31	120	L	
L36	16605	36	31~35	120	L	
L40	16606	40	35~39	120	L	

* C: 封口便袋 c: 墊高 D: 開口便袋(夾子式) F: 底座 f: 除臭濾片 TD: 開口便袋(魔術貼式) U: 尿袋

兩件式造口產品 2-Piece Ostomy System



開口便袋
(夾子式)

優護 兩件式開口便袋
Youcare 2-D

款式	型號	規格 mm		片/盒
		便袋尺寸 (長X寬)		
透明	M	16621	300X150	10片
	L	16622	300X150	
	65	16623	300X150	
膚色	M	17751	300X150	
	L	17752	300X150	



開口便袋
(夾子式)

優護 兩件式開口便袋(含高機能除臭濾片)
Youcare 2-Df

款式	型號	規格 mm		片/盒
		便袋尺寸 (長X寬)		
透明	M	16611	300X150	10片
	L	16612	300X150	
	65	16613	300X150	
膚色	M	17741	300X150	
	L	17742	300X150	



開口便袋
(魔術貼式)

優護 兩件式魔術貼開口便袋
Youcare 2-TD

款式	型號	規格 mm		片/盒
		便袋尺寸 (長X寬)		
透明	M	17781	300X150	10片
	L	17782	300X150	
	65	17783	300X150	
膚色	M	17791	300X150	
	L	17792	300X150	



開口便袋
(魔術貼式)

優護 兩件式魔術貼開口便袋(含高機能除臭濾片)
Youcare 2-TDf

款式	型號	規格 mm		片/盒
		便袋尺寸 (長X寬)		
透明	M	17761	300X150	10片
	L	17762	300X150	
	65	17763	300X150	
膚色	M	17771	300X150	
	L	17772	300X150	



封口便袋

優護 兩件式封口便袋(含高機能除臭濾片)
Youcare 2-Cf

款式	型號	規格 mm		片/盒
		便袋尺寸 (長X寬)		
透明	M	16631	210X150	10片
	L	16632	210X150	
膚色	M	17801	210X150	
	L	17802	210X150	



封口便袋

優護 兩件式封口圓袋(含高機能除臭濾片)
Youcare 2-M

款式	型號	規格 mm		片/盒
		便袋尺寸 (長X寬)		
M	16671	120X130	10片	
L	16672	120X130	10片	

泌尿系統造口產品

一件式造口產品 1-Piece Ostomy System



尿液
排出口
平面

優護 尿袋
Youcare-U

2-3天更換

款式	型號	規格 mm			片/盒
		開口尺寸	造口尺寸	尿袋尺寸 (長X寬)	
10	15361	10	4-59 (free-cut)	260X150	10片
20	15362	20	14-19		
25	15363	25	19-24		
30	15364	30	24-29		
35	15365	35	29-34		
40	15366	40	34-39		



尿液
排出口
墊高

優護 尿袋(墊高)
Youcare-Uc

2-3天更換

款式	型號	規格 mm			片/盒
		開口尺寸	造口尺寸	尿袋尺寸 (長X寬)	
13	16401	13	9-12	260X150	10片
16	16402	16	12-15		
19	16403	19	15-18		
22	16404	22	18-21		
25	16405	25	21-24		
28	16406	28	24-27		
32	16407	32	27-31		

泌尿系統造口產品

兩件式造口產品 2-Piece Ostomy System



平面

優護 兩件式底座(平面) Youcare 2-Fu

4-7天更換

款式	型號	規格 mm			袋子尺寸	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸	底座尺寸		
M13	16641	13	7~34 (可裁剪)	97X105	M	5pcs
M16	16642	16	12~15	97X105	M	
M19	16643	19	15~18	97X105	M	
M22	16644	22	18~21	97X105	M	
M25	16645	25	21~24	97X105	M	
M28	16646	28	24~27	97X105	M	
L32	16647	32	27~44 (可裁剪)	108X117	L	



墊高

優護 兩件式底座(墊高) Youcare 2-Fuc

4-7天更換

款式	型號	規格 mm			袋子尺寸	片/盒
		開口尺寸	造口尺寸	底座尺寸		
M13	16651	13	9~12	110	M	5片
M16	16652	16	12~15	110	M	
M19	16653	19	15~18	110	M	
M22	16654	22	18~21	110	M	
M25	16655	25	21~24	110	M	
M28	16656	28	24~27	110	M	
L32	16657	32	27~31	120	L	



尿液
排出口

優護 兩件式尿袋 Youcare 2-U

款式	型號	規格 mm		片/盒
		尿袋尺寸 (長X寬)		
M	16661	260X150		10片
L	16662	260X150		10片

配件



優護 腰帶 Youcare Trunk Belt

款式	品號	規格		條/盒
		腰圍	適用袋子	
—	15091	60~110cm	Youcare 2-TDf Youcare 2-TD Youcare 2-Df Youcare 2-D Youcare 2-Cf Youcare 2-U Youcare 2-IS Youcare 2-M Youcare 2-BC Youcare-TDc Youcare-Dc Youcare-Cc Youcare-Uc Ilefine D-Cap Ilefine TD Ilefine D	1條



優護 腰帶(附底座) Youcare Trunk Belt With Face Plate

款式	品號	規格		條/盒
		腰圍	適用袋子	
—	15081	60~110cm (diameter of hole 73mmφ)	Youcare-TD Youcare-D Youcare-C Youcare-U Pospack-B Pospack-Light	1條



優護 兩件式浴蓋 Youcare 2-BC

款式	型號	規格 (浴蓋高度)	
		規格 (浴蓋高度)	個/盒
M	16681	20mm	2個
L	16682	20mm	2個
65	16683	20mm	2個



優護 兩件式灌腸袋 Youcare 2-IS

款式	型號	規格 mm		片/盒
		尿袋尺寸 (長X寬)		
M	16691	900X100		5片
L	16692	900X150		5片



ALCARE Co., Ltd.

International Sales Div.

19F, Arcacentral Bldg., 1-2-1 Kinshi, Sumida-ku, Tokyo 130-0013, Japan

TEL.+81-3-5611-7819 FAX.+81-3-5611-7827 MAIL. info@alcare.co.jp

www.alcare.co.jp/e