

●〈ニーブレース・FX〉新旧比較表

現行品（2022年1月ごろから順次販売終了）


※販売終了時期は在庫状況により、若干の変動がございますことをご了承ください。

〈ニーブレース・FX〉

	種類	商品コード No.	JANコード	規格		1 函 入数
				大腿周囲	長さ	
現 行 品	3L	12861	4900070128610	68 ~ 75cm	49.5cm	1 コ
	LL	12862	4900070128627	61 ~ 68cm	49.5cm	
	L	12863	4900070128634	54 ~ 61cm	49.5cm	
	M	12864	4900070128641	47 ~ 54cm	49.5cm	
	S	12865	4900070128658	40 ~ 47cm	49.5cm	

計測位置

膝蓋骨中心から 25cm 上の大腿周囲




改良品（2022年1月11日（火）から発売）

〈ニーブレース・FX〉

	種類	商品コード No.	JANコード	規格		1 函 入数
				大腿周囲	長さ	
改 良 品	3L	20871	4900070208718	61 ~ 68cm	49.5cm	1 コ
	LL	20872	4900070208725	54 ~ 61cm	49.5cm	
	L	20873	4900070208732	47 ~ 54cm	49.5cm	
	M	20874	4900070208749	40 ~ 47cm	49.5cm	
	S	20875	4900070208756	33 ~ 40cm	49.5cm	

計測位置

膝蓋骨中心から 15cm 上の大腿周囲



※〈ニーブレース・FX〉の大腿周囲の計測位置をニーブレースシリーズに統一し、規格（大腿周囲）を変更しました。あくまでも測定位置の変更であり、対象となる方のサイズ基準に変更はありません。

●商品コード No.、JAN コード変更に伴う発注時の留意点

現行品は在庫限りで販売中止となります。改良品の商品コード No. と JAN コードを必ずご確認ください。