



アンクルクロス Anklecross

種類	商品コード No.	規格		1袋 入数
		適応範囲(足長)	幅×長さ	
ブラック	16961	21~30cm	8cm×55cm	1枚
ベージュ	16971	21~30cm	8cm×55cm	1枚



アンクルサポート Ankle-support

種類	商品コード No.	規格		1函 入数
		甲周囲	足長	
右	LL 14594	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ
	L 14591	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ
	M 14592	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ
	S 14593	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ
左	LL 14604	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ
	L 14601	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ
	M 14602	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ
	S 14603	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ



アンクルライト Anklight

種類	商品コード No.	規格		1函 入数
		甲周囲	足長	
右	LL 14634	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ
	L 14631	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ
	M 14632	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ
	S 14633	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ
左	LL 14644	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ
	L 14641	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ
	M 14642	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ
	S 14643	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ



アンクルフィット Ankfit

種類	商品コード No.	規格(足長)		1函 入数
		甲周囲	足長	
右	LL 13764	28.5~30.5cm	28.5~30.5cm	1コ
	L 13761	26.5~28.5cm	26.5~28.5cm	1コ
	M 13762	24.5~26.5cm	24.5~26.5cm	1コ
	S 13763	22.5~24.5cm	22.5~24.5cm	1コ
左	LL 13774	28.5~30.5cm	28.5~30.5cm	1コ
	L 13771	26.5~28.5cm	26.5~28.5cm	1コ
	M 13772	24.5~26.5cm	24.5~26.5cm	1コ
	S 13773	22.5~24.5cm	22.5~24.5cm	1コ




アンクルソフト Anklesoft

種類	商品コード No.	規格		1函 入数
		甲周囲	足長	
右	LL 14614	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ
	L 14611	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ
	M 14612	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ
	S 14613	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ
左	LL 14624	27.5~29.5cm	28.5~30.5cm	1コ
	L 14621	25.0~27.5cm	26.5~28.5cm	1コ
	M 14622	22.5~25.0cm	24.5~26.5cm	1コ
	S 14623	20.0~22.5cm	22.5~24.5cm	1コ

**インフォームドコンセントのサポートツール
メディカルブック〈足首〉
をご活用ください。**

足首のねんざの原因や治療方法、予防対策など、患者様に知っていただきたい情報を分かりやすくまとめています。
※その他にも、さまざまな病気・ケガに関するメディカルブックをご用意しています。



サイズ選定方法

- サイズの選定は甲周囲(足首のつけねから足先方向に5cmの周径)を基準とし、足長は目安としてください。(アンクルフィットは足長でサイズを選定してください)

※2つのサイズにまたがる場合は、大きいサイズをお選びください。



**足関節動揺制限付サポーターシリーズ
Ankle Supporter**

- アンクルクロス
- アンクルライト
- アンクルソフト
- アンクルサポート
- アンクルフィット

幅広い適応と
多彩なラインナップで
最適な選択が可能



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く
午前9:00~午後5:00

●本カタログの内容は2015年11月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。



テーピングとサポーターの機能を融合。 的確で快適な装着を実現する《アンクルシリーズ》。

アンクルシリーズは、足関節の不安定性を制御する
テーピングコンセプトを取り入れたサポーターです。

多彩なラインナップから目的に応じた的確な足関節サポートを実現します。
さまざまな足型にフィットし、快適な装着感と優れた操作性を提供します。



アンクルシリーズコンセプト				
アンクルクロス	アンクルライト	アンクルソフト	アンクルサポート	アンクルフィット
	フィギュアエイト [クロスベルト] ▶ 距骨の前方動揺制限			
			サーキュラー ▶ 関節全体の安定性向上	
		Vロック [Vロックステア] ▶ 内外反の制限		スターアップ [I型プラスチックステア] ▶ 内外反の制限
■トータル固定力 ※シリーズ内商品による比較となります。				
強	中		弱	弱
			ステア装着時	ステア装着時
簡単・スピーディーに装着 面ファスナーによる3ステップの簡単な操作でスピーディーに装着できます。	固定力を調整可能 2本のクロスベルトにより、内反・外反固定力を調整できます。	底背屈がスムーズ フィギュアエイトとVロックの組み合わせにより、底背屈運動を妨げません。	的確なサポート力・固定力 足底ストラップがスターアップを強化します。またステアの脱着により、固定力の調整が可能です。	シューズの着用が容易 極薄ネオプレン生地を採用により、フィット性と薄さを追求しています。

優れたフィット性・通気性
 ※圧縮ウレタン生地(アンクルクロス、アンクルフィットを除く)

連続発泡圧縮ウレタンを採用し、フィット性、通気性に優れた快適な装着感を提供します。

- フレンチパイル
- 連続発泡圧縮ウレタン(芯材)
- ジャージー素材(肌側)