

アンシルク[®]・1 ハイソックス

Ansilk-1 Calf Stockings

アンシルク・1に
「ハイソックスタイプ」が
加わりました。



弱圧よりも弱い圧迫圧設計

足首14mmHgの軽度圧迫圧です。
伸縮性があり、弱圧の装着が難しい方でもスムーズな着脱を可能にする仕様となっています。

動きに追従し、シワができてにくい

フィット性が高く、動きの大きな足首部もシワになりにくくなっています。
シワによる過度の圧迫リスクも低減します。

性別を問わない「ハイソックスタイプ」

好みに応じて選べる3色のカラー展開。
透けにくい適度な厚さのハイソックスタイプで、性別を問わず日常生活
でご使用いただけます。



ベージュ ブラック ボルドー

《アンシルクシリーズ》は 圧迫圧、タイプを問わず同じサイズ設計です

アンシルクシリーズ サイズ別ラインアップ

測定部位		LL	L	M	S	SS
	大腿周囲	55~64cm	50~59cm	47~56cm	44~53cm	40~49cm
	ふくらはぎ周囲	40~46cm	36~42cm	32~38cm	28~34cm	24~30cm
	足首周囲	23~27cm	21~25cm	19~23cm	17~21cm	15~19cm
▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼
足首圧迫圧	ラインアップ	LL	L	M	S	SS
19hPa 14mmHg	アンシルク・1	—	ハイソックス、パンティーストッキング、マタニティー			—
27hPa 20mmHg	アンシルク・2	ハイソックス、ストッキング、パンティーストッキング、マタニティー				
	アンシルク・2 ブライト	—	ハイソックス、パンティーストッキング			—
	アンシルク・2 ソックス	ハイソックス				—
40hPa 30mmHg	アンシルク・3	ハイソックス、ストッキング				

アンシルク®・1 ハイソックス Ansilk-1 Calf Stockings

種類	商品 コードNo.	規格		1函 入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
		足首周囲	ふくらはぎ周囲		
ベージュ	L 21391	21~25cm	36~42cm	1足	¥3,234 (¥2,940)
	M 21392	19~23cm	32~38cm		
	S 21393	17~21cm	28~34cm		
ブラック	L 21401	21~25cm	36~42cm		
	M 21402	19~23cm	32~38cm		
	S 21403	17~21cm	28~34cm		
ボルドー	L 21411	21~25cm	36~42cm		
	M 21412	19~23cm	32~38cm		
	S 21413	17~21cm	28~34cm		

一般医療機器 / 医療機器届出番号 : 13B1X00207000048



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ : コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9:00~午後5:00