




SGE シート



SGE シート



SAFE ボード



SGE カバー-L



SGE カバー-L

商品名	商品コードNo.	規格	1 函入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
SGE シート	21501	100cm×62cm (2つ折り)	50枚	¥19,250 (¥17,500)
SAFE ボード	21521	195cm×50cm×1.5cm	1枚	¥121,000 (¥110,000)
SGE カバー-L	21511	210cm×55cm (筒状)	50枚	¥24,200 (¥22,000)

### 使用動画

#### SGE シート



〈上方移動・横移動〉

#### SAFE ボード/SGE カバー-L



〈ストレッチャー→ベッド移乗〉



〈ベッド→ストレッチャー移乗〉



### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825  
[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

- 本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863** 土・日・祝日を除く  
午前 9:00～午後 5:00



輸入元：  
**ラックヘルスケア株式会社**  
〒542-0081 大阪市中央区南船場 2-10-2




この印刷物は、EPAのシムラー基準に適合した  
地球環境にやさしい印刷方法で作成されています  
EPA:環境保護印刷産業協議会  
<http://www.e3pa.com>



スライディングシート  
**SGE シート**

スライディングボード  
**SAFE ボード**

スライディングボードカバー  
**SGE カバー-L**



## やさしいケアの新たな発想

持ち上げない、抱えあげない、引きずらない  
スムーズな移動・移乗をサポートします



持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。  
スムーズな移動・移乗をサポートします。

- 移動・移乗ケアの標準化・効率化
- 移動・移乗ケアの労力軽減
- 医療従事者の腰への負担軽減
- 衛生的なケアや管理
- 摩擦やすれの軽減
- 患者さんの安楽

スライディングシート  
**SGE シート**

使用シーン ▶ ベッド上での上下、横移動 など



スライディングボード  
**SAFE ボード**


スライディングボードカバー  
**SGE カバー-L**

使用シーン ▶ ベッドとストレッチャー間の移乗  
▶ ベッドとベッド間の移乗 など



特長 1 **すぐにどこでも使える**

SGE シート、SGE カバー-Lは、ミシン目入りで、手で簡単にカット可能です。  
SAFE ボードはコンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能です。



特長 2 **衛生的**

0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。  
衛生管理に配慮し、患者さんごとに使い分けが可能です\*。  
また、環境に優しいリサイクル可能な素材を使用しており、焼却しても有害ガスは発生しません\*。


\* SGE シート、SGE カバー-L

特長 3 **滑り性**

SGE シートは、上下左右 全方位にスムーズな移動が可能です。  
SAFE ボードとSGE カバー-Lの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。




【上方移動】



【横移動】



【移乗】



【移乗】

