

## アルケア入浴用アイテムのご紹介


### 二品系装具専用の入浴用キャップ



#### セルケア®2・BC

- プラスチック製のドーム型で入浴や水泳などに最適です。
  - 二品系のセルケア2の面板と組み合わせて使用できます。
- ※ユーケア-2とプロケア-2対応品もあります。


### 装具を外して貼り付ける入浴用パOUCH



#### ミニクローズ

- 入浴時の不意の排便が気になる方におすすめです。
- 小型だ円形タイプのため、体動を妨げにくく、装着の違和感が少ないパOUCHです。

バスラックシールは  
近くても遠くても装具が目立ちにくい。  
温泉や銭湯でも  
快適な入浴をサポートします。



シール本体

仮留めシール

### バスラック®シール BATHRELAX SEAL

種類	商品コードNo.	規格	メーカー希望 小売価格(本体価格)
4枚入り	20951	20cm×23cm	¥2,200(¥2,000)
10枚入り	20952	20cm×23cm	¥4,290(¥3,900)

使用手順は、動画をご参照ください。



**ALCARE**

### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825

[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

お問い合わせ：お客様相談室

フリーダイヤル **0120-770-175** 土・日・祝日を除く  
午前9:00~午後5:30

- 本カタログの内容は2023年9月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。

519-0523-0923/1

**ALCARE**

つなぐ手あて、ひらくケア。

## バスラック®シール BATHRELAX SEAL



「目立たせない」「目隠し機能と  
「濡らさない」「防水機能で、  
快適な時間をサポートする  
入浴用シールです。」

入浴用シール  
Appliance for Bathing

[www.alcare.co.jp](http://www.alcare.co.jp)

ストーマ装具を、目立たせない、濡らさない。  
「人目を気にせず入浴を楽しみたい」という  
想いに寄り添います。

装具が目立つから  
温泉や銭湯に行き  
づらくなった…

装具が濡れることが  
気になって入浴時間が  
短くなった…

入浴時のことでお悩みでしたら、  
**バスラックシール**を使ってみては  
いかがでしょうか？



入浴前




入浴中



入浴後

### 1 装具の上から貼付する 仮留めシール

装具をコンパクトに固定しておけるので、  
シール本体の貼り付け動作がしやすいです。



仮留めシール

### 2 貼りやすい 剥離紙の分割設計

粘着面同士がくっつきにくい設計。剥離紙を順番に  
剥がすことで貼り付けやすいです。



### 3 装具が目立ちにくい 目隠し機能

装具を気にせず、入浴時間を過ごせます。



装着前



装着後


### 4 皮膚への負担が少ない シール本体

剥離時に角質がはがれにくい粘着剤と体の  
動きに合わせて伸び縮みする素材を使用する  
ことで、皮膚がダメージを受けにくいです。




自社従来品  
の粘着剤

バスラックシール  
の粘着剤



角質がダメージ  
を受けやすい




角質が  
はがれにくい

イメージ図

### 5 装具が濡れにくい 防水性

装具全体を覆い、濡ら  
さない防水機能。  
装具を乾かす手間を  
減らせます。



様々なデザインを検討し、  
最も凹凸が目立たなかった  
“まだら模様”を採用。

