

※
患者さんの声から生まれた

気になるギプスの

におい や 汚れ をカバーできる

デオギプスカバー® 発売のご案内

※3年以内にギプス治療を受けた患者さん700名(15-79歳)へのWEB調査
株式会社クロスマーケティング、アルケア調べ(2022年8月実施)



Point ① ギプスのにおい対策に

消臭加工生地を採用し、

においの原因である汗臭成分の

アンモニア臭や 酢酸臭を軽減

上肢ギプス固定中の「におい」でお困りの患者さんの
声から生まれました。消臭加工を施した生地を
使用し、気になるにおいを大幅にカットします。

消臭試験結果



試験方法：悪臭物質(アンモニアガス：初期濃度100ppm/酢酸ガス：初期濃度30ppm)を入れた
バッグに本製品の生地(100cm²)を入れ2時間後のガス濃度を検知管法にて測定
※SEKマーク繊維製品認証基準((一社)繊維評価技術協議会)

試験元：一般財団法人カケンテストセンター(2025年4月)

※本試験結果は試験値であり、保証値ではありません。

※においの強さや使用状況により消臭効果は変わります。また、においの感じ方には個人差があります。

Point ② ギプスの汚れを隠せる

ギプス専用設計で、
ギプスの黄変・汚れを
覆い隠す



手のひらまで
覆い隠せる設計

Point ③ 日常使い可能なデザインと機能



伸縮性を持つ素材で、
ギプスと前腕にフィット



日常使いにも適した
ブラックを採用



デオギプスカバー® Deo Gyps Cover

種類	商品コード No.	規格 (ギプス手首付近周囲)	1袋入数	メーカー希望 小売価格(本体価格)
L	21631	22~27cm	1枚	¥1,980(¥1,800)
M	21632	17~22cm	1枚	¥1,980(¥1,800)


アルケアのギプス生活サポート

アルケアでは、ギプス生活を送る患者さんの快適な日常をサポートするため、「患者さん向けギプス生活指導ツール」およびWEBサイト「快適ギプス生活」をご提供しております。

患者さん向けギプス生活指導ツール

医療従事者が少ない診療時間の中で患者さんに説明を行ったり、ギプス生活中の注意点などの情報提供ができる無料の紙ツールです。

イラストなので理解しやすく、帰宅後に患者さんがご自身の家族に伝える資料としても便利です。



WEBサイト「快適ギプス生活」

Point ① 患者さんの不安に寄り添う

ギプス生活で困りがちな「入浴」や「外出」の悩みをサポート。ギプス生活をサポートするグッズを患者さん自身でAmazonにて購入いただけます。

Point ② 生活指導の負担を軽減

ギプス生活の注意点や困りごとをわかりやすく掲載し、患者さんの生活指導をサポートします。

Point ③ 安心できる情報を提供

ギプス生活のQ&Aや対処法を医師監修で掲載。患者さんに安心してご紹介できます。



今すぐチェック

快適ギプス生活

検索



スマートフォンの方はこちらの二次元コードからアクセスしてください▶▶▶



Point ①

サポートグッズの詳細とご購入はこちら



INDEX

1. こんなお困りごとはありませんか？
2. ギプス専用グッズのご紹介
3. ギプス固定中の過ごし方
4. アルケアについて

Point ②

こんなお困りごとはありませんか？



アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル

0120-770-863

土・日・祝日を除く
午前9:00～午後5:00