

〈G-TES〉規格【別売】

品名	商品コード No.	JAN コード	規格	1袋入数
G-TES1100 パッド導子大	10524	4986255105249	導子幅 高さ コード長さ 74mm×138mm×2000mm	1本
G-TES1100 パッド導子小(黒)	10525	4986255105256	導子幅 高さ コード長さ 66mm×130mm×2000mm	1本
G-TES1100 パッド導子小(白)	10526	4986255105263	導子幅 高さ コード長さ 66mm×130mm×2000mm	1本
G-TES1100 ベルト電極 腰L	10527	4986255105270	ベルト幅 長さ 53mm×1233mm	1本
G-TES1100 ベルト電極 腰S	10528	4986255105287	ベルト幅 長さ 53mm×933mm	1本
G-TES1100 ベルト電極 大	10529	4986255105294	ベルト幅 長さ 53mm×695mm	1本
G-TES1100 ベルト電極 小	10530	4986255105300	ベルト幅 長さ 53mm×545mm	1本
G-TES1100 ベルト電極用接続コード 足首	10534	4986255105348	コード長さ 左右分岐コード長さ 1800mm、600mm	1コ
G-TES1100 ベルト電極用接続コード 膝上	10535	4986255105355	コード長さ 左右分岐コード長さ 1800mm、600mm	1コ
G-TES1100 ベルト電極用接続コード 腰	10536	4986255105362	コード長さ 左右分岐コード長さ 1800mm、600mm	1コ
G-TES ベルト電極シートセット 大	10538	4986255105386	30枚入り(ベルト電極腰L、大用)	1セット
G-TES ベルト電極シートセット 小	10539	4986255105393	30枚入り(ベルト電極腰S、小用)	1セット
G-TES パッド導子大	10503	4986255105034	導子幅 高さ コード長さ 74mm×92mm×2000mm	1本
G-TES パッド導子小	10504	4986255105041	導子幅 高さ コード長さ 66mm×84mm×2000mm	1本
導子固定用バンド 大	10505	4986255105058	幅 長さ 90mm×1200mm	1本
導子固定用バンド 小	10506	4986255105065	幅 長さ 45mm×1000mm	1本
G-TES ベルト電極 腰L	10507	4986255105072	ベルト幅 長さ 53mm×1233mm	1本
G-TES ベルト電極 腰S	10508	4986255105089	ベルト幅 長さ 53mm×933mm	1本
G-TES ベルト電極 大	10509	4986255105096	ベルト幅 長さ 53mm×695mm	1本
G-TES ベルト電極 小	10510	4986255105102	ベルト幅 長さ 53mm×545mm	1本
G-TES ベルト電極用接続コード 足首	10512	4986255105126	コード長さ 左右分岐コード長さ 識別 1800mm、600mm 白	1コ
G-TES ベルト電極用接続コード 膝上	10513	4986255105133	コード長さ 左右分岐コード長さ 識別 1800mm、600mm オレンジ	1コ
G-TES ベルト電極用接続コード 腰	10514	4986255105140	コード長さ 左右分岐コード長さ 識別 1800mm、600mm 黒	1コ
G-TES 専用 SD カード	10517	4986255105171	2GB (G-TES 専用)	1コ
ボトル 250cc	10518	4986255105188	容量 250cc	1コ
G-TES パッド導子 消耗品セット	10520	4986255105201	布枠、スポンジ、電極シート(大用×1、小用×2)	1セット
抗菌通電液クリーンパワー 4L	10540	4986255105409	全高 346mm、胴径 133mm(平キャップ装着時) 重量 4,300g(ボトル・平キャップ・ラベル込み)	1コ