

採尿バッグ

Urinary Bag

採尿バッグ

Urinary Bag

特長

- ウロストミーパウチに接続することで、夜間等の蓄尿に最適です。
- 逆流防止弁がウロストミーパウチへの尿の逆流を防止します。
- 当社ウロストミーパウチの口具に合わせた2種類があります。



種類	商品コードNo.	規 格			1函入数	メーカー希望小売価格 (本体価格)
		袋サイズ (縦×横)	容量	主な適応商品		
—	12071	320mm×230mm (導尿チューブの長さ1m)	2000mL	プロケアシリーズ バイオマックス バイオユーリンシリーズ	5枚	¥2,717 (¥2,470)
1号	12072	320mm×230mm (導尿チューブの長さ1m)	2000mL	セルケアシリーズ、 ユーケアシリーズ	5枚	¥2,717 (¥2,470)

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

●本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
●商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
●本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。