

# 採尿バッグ

## Urinary Bag

### 採尿バッグ

#### Urinary Bag

### 特長

- 各種ストーマ袋に接続することで、夜間などの蓄尿に最適です。
- 逆流防止弁がウロストミーパウチへの尿の逆流を防止します。
- 当社尿路ストーマ装具の口具とワンタッチで接続が可能です。



種類	商品コードNo.	規 格			1函 入数	メーカー希望 小売価格 (本体価格)
		袋サイズ (縦×横)	容量	主な適応商品		
—	12071	320mm×230mm (導尿チューブの長さ1m)	2000mL	プロケアシリーズ バイオマックス バイユーリンシリーズ	5枚	¥2,904 (¥2,640)
1号	12072	320mm×230mm (導尿チューブの長さ1m)	2000mL	セルケアシリーズ、 ユーケアシリーズ	5枚	¥2,904 (¥2,640)

### アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013  
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**

土・日・祝日を除く  
午前9：00～午後5：00