

ユー케어[®]・TD


Youcare-TD

ワンピースオストミーシステム

1-Piece Ostomy System

特長

- 面板には、しなやかで耐久性のある薄型皮膚保護剤を使用しています。
- においや便のモレを防ぐとともに、スムーズにガスが抜ける、高性能脱臭フィルター付きです（フィルターのないタイプもあります）。
- クリップレスタイプのため、操作が簡単で装着時の違和感も軽減します。

フラット
面板下部
開放型

● 2日交換

▶ 非課税

● フレカット

● フリーカット

種類	商品コードNo.	規 格			1函入数	メーカー希望 小売価格
		穴の大きさ	ストーマ有効径	袋サイズ(縦×横)		
肌色	17441	20mmφ	14~59mm(フリーカット)	275mm×150mm	10枚	¥3,900
フィルターなし	17451	20mmφ	14~59mm(フリーカット)	275mm×150mm	10枚	¥3,600
20	17461	20mmφ	14~59mm(フリーカット)	275mm×150mm	10枚	¥3,900
25	17462	25mmφ	19~24mm	275mm×150mm	10枚	¥3,900
30	17463	30mmφ	24~29mm	275mm×150mm	10枚	¥3,900
35	17464	35mmφ	29~34mm	275mm×150mm	10枚	¥3,900
40	17465	40mmφ	34~39mm	275mm×150mm	10枚	¥3,900
45	17466	45mmφ	39~44mm	275mm×150mm	10枚	¥3,900
50	17467	50mmφ	44~49mm	275mm×150mm	10枚	¥3,900

アルケア株式会社

東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階 〒130-0013
TEL.03-5611-7800(代表) FAX.03-5611-7825
www.alcare.co.jp

お問い合わせ：コールセンター

フリーダイヤル **0120-770-863**土・日・祝日を除く
午前9：00～午後5：00

- 本カタログの内容は2023年4月現在のものです。
- 商品の仕様、デザインおよび価格は、改良や経済状況の変動などにより予告なく変更することがあります。
- 本カタログに掲載の写真は、実際の色とは多少異なる場合がありますので、ご了承ください。